

# dentabs

## Die Pille für den Gipsabscheider

Selbst durch regelmäßige Reinigung von Gipsabscheidern können Ablagerungen im Abfluß nicht vermieden werden. Zwischen 15 und 40% der beim Trimmen anfallenden Gipse setzen sich in herkömmlichen Gipsfanganlagen nicht ab und führen zu Rohrverschlüssen. Es ist schlimm genug, wenn ein Rohrzwieg verstopft. Extrem jedoch, wenn Sammelrohre betroffen sind und im ganzen Haus nichts mehr geht.

### Mit dentabs Rohrverschlüssen vorbeugen

Wenn ein Abwasserrohr verstopft, ist Not am Mann. Und die Kosten summieren sich. Stillstand im ganzen Labor, verzögerte Auslieferung, verärgerte Kunden oder gar Kundenverlust verbunden mit Überschwemmung, üblem Geruch und ungeplanten Kosten machen eine Rohrreinigung alles andere als angenehm und kostengünstig.

### Und so wirkt dentabs

Die **dentabs**-Tablette wurde speziell zur Verwendung in Sedimentationsklämern von Dentallaboren entwickelt. Ihre Wirkstoffkomponenten binden die hier anfallenden Schwebstoffe aus Gipsen, Quarzen und phosphatgebundene Einbettmassen, wodurch dies in den Abscheidern vollständig abgeschieden werden. Der Verschluss von Abwasserrohren durch Feststoffanteile ist bei rechtzeitiger Entleerung des Abscheidersystems ausgeschlossen.

**dentabs** einfach nach der Entleerung mit dem gelieferten Dosierkäfig im Gipsabscheider einhängen (bei Mehrkammerabscheidern vorzugsweise am Überlauf zur zweiten Kammer) – so, daß die Pille vollständig unter der Wasseroberfläche liegt und dem gipsbelasteten Wasserzufluß nicht direkt ausgesetzt ist. Schon bald setzt **dentabs** seine Wirkstoffe frei. Auch feinste Gips- Schwebstoffe werden ausgeflockt und sinken zu Boden. Nur noch klares Wasser fließt ab.

### dentabs ist umweltfreundlich

Wussten Sie, daß Sie maximal 400 mg Gips pro Liter Wasser in die Kanalisation einleiten dürfen, weil Gips Beton angreift? Mit **dentabs** sind es nur noch wenige Milligramm. **dentabs** sind nicht kennzeichnungspflichtig, in der Handhabung neutral und unschädlich. Das Präparat erfüllt die Einleiterverordnung nach Abwasserverwaltungsvorschrift § 7a Abs. 1 WHG.

### Abscheiderreinigung kinderleicht

Sie werden es erleben: so leicht war die Entleerung noch nie! Mit **dentabs** beugen Sie der Plattenbildung vor. Und wo nichts verhärtet, gibts auch nichts zu spachteln.

### Hygienisch und Geruchsfrei

Wer eine Nase für Probleme hat, wird seine Freude haben – weil sauberes Wasser nicht riecht und Schwebstoffe gebunden sind. Doch Disziplin muß sein: Getränkereste und Seifenlauge gehören nicht in Ihren Abscheider.

### Wie oft Sie dentabs brauchen?

Ganz einfach: Eine Pille reicht für das Gips-Fassungsvolumen eines Standardabscheiders (ca. 15 Liter). Am besten regelmäßig einmal die Woche entleeren, einmal die Woche eine **dentabs**. Sie sparen Zeit, Sie sparen Geld, Sie tun was für Ihre Mitarbeiter und die Umwelt. Für sich selbst und für Ihr Portemonnaie.