

DaVinci's Majesthetik® - Separator

D

Trennmittel zum Sprühen oder Pinseln für Majesthetik Zahnfleischmasken gegen A- oder C-Silikone und zum Isolieren von Polyätherabformungen vor dem Ausgießen mit Polyurethan (z.B. picopoly) bestens geeignet.

Anwendung:

Den Separator gleichmäßig dünn in alle Bereiche sprühen oder dünn aufpinseln.

Überschüssigen Separator trocknen lassen, nicht mit Druckluft bearbeiten.

Die Trockenzeit beträgt ca. 1-2 Minuten. Der abgetrocknete Separator weist eine matte, nicht mehr glänzende Oberfläche aus.

Vor Gebrauch schütteln.**Inhalt: 50 ml**

Enthält: Naphta (Erdöl)

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

P210 Von Hitze / Funken / offener Flamme / heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.

P241 Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/ Lüftungsanlagen / Beleuchtung verwenden.

P301+P310: BEI VERSCHLUCKEN:

Sofort GIFTINFORMATIONSSZENTRUM / Arzt anrufen.

P303+P361+P353: BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P405 Unter Verschluss aufbewahren.

P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.

F

Séparateur parfaitement adapté pour être pulvérisé ou appliqué au pinceau sur des masques gingivaux Majesthetik contre du silicone A ou C et pour l'isolation de moulages en polyéther avant le coulage de polyuréthane (par exemple picopoly).

Utilisation:

Pulvériser ou appliquer régulièrement au pinceau et partout une fine couche de Separator.

Laisser sécher l'excédent de Separator, ne pas y souffler d'air comprimé.

Il sèche en 1 à 2 minutes environ. Le séparateur séché a une surface mate qui ne brille plus.

Agiter avant usage.**Contenance : 50 ml**

Contient: Naphta (Pétrole)

H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H411 Toxique pour les organismes aquatiques entraîne des effets néfastes à long terme.

P210 Tenir à l'écart de la chaleur / des étincelles / des flammes nues / des surfaces chaudes - Ne pas fumer.

P241 Utiliser du matériel électrique / de ventilation / d'éclairage / antidéflagrant.

P301+P310: EN CAS D'INGESTION:

Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

P303+P361+P353: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux):

Enlever immédiatement les vêtements contaminés.

Rincer la peau à l'eau / se doucher.

P405 Garder sous clef.

P501 Éliminer le contenu / récipient dans le réglemenations locales / régionales / nationales / internationales.

GB

Separating agent perfectly suited for spraying or daubing for Majesthetik gum masks against A or C silicones and for isolating polyether castings before casting with polyurethane (e.g. picopoly).

How to use:

Spray the separator thinly and evenly into all areas or daub on thinly. Leave the excess separator to dry and do not work with compressed air. It will dry in around 1 to 2 minutes. The dried separator should have a matt, non-shiny surface.

Shake before use.**Contents: 50 ml**

Contains: Naphta (petroleum)

H225 Highly flammable liquid and vapour.

H315 Causes skin irritation.

H336 May cause drowsiness or dizziness.

H304 May be fatal if swallowed and enters airways.

H411 Toxic to aquatic life with long lasting effects.

P210 Keep away from heat / sparks / open flames / hot surfaces - No smoking.

P241 Use explosion-proof electrical / ventilating / lighting / equipment.

P301+P310: IF SWALLOWED:

Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.

P303+P361+P353: If on skin (or hair): Remove / Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water / shower.

P405 Store locked up.

P501 Dispose of contents / container in accordance with local / regional / national / international regulations.

I

Separatore ideale da spruzzare o applicare tramite pennello tra maschere gengivali Majesthetik e silicone A o C, utile anche per isolare impronte in polietero prima del riempimento con poliuretano (ad es. picopoly).

Impiego:

Spruzzare il Separator o applicarne un sottile strato con un pennello in modo uniforme su tutte le aree coinvolte.

Lasciare asciugare il Separator in eccesso, senza agire su di esso con aria a pressione.

Il tempo di asciugatura è pari a ca. 1-2 minuti. Il separatore asciutto produce una superficie opaca, priva di lucentezza.

Agitare prima dell'uso.**Contenuto: 50 ml**

Contiene: Naphta (Petrolio)

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.

H315 Provoca irritazione cutanea.

H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.

H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

P210 Tenere lontano da fonti di calore / scintille / fiamme / libere / superfici - Non fumare.

P241 Utilizzare impianti elettrici / di ventilazione / d'illuminazione / a prova di esplosione

P301+P310: IN CASO DI INGESTIONE:

Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

P303+P361+P353: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli).

Togliere di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati.

Sciacquare la pelle / fare una doccia.

P405 Conservare sotto chiave.

P501 Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle normative locali / nazionali / internazionali.

Rev: 2015-02



Da Vinci Dental
www.davincidental.de



qualität pur. bewusst innovativ.

Dental-Produktions- und Vertriebs-GmbH
Lüdenscheider Str. 24-26 • 51688 Wipperfürth
Tel.: +49 2267 6580-0 • Fax: +49 2267 6580-30
picodent@picodent.de • www.picodent.de