

DaVinci's Majesthetik® - Separator

D

Trennmittel zum Sprühen oder Pinseln für Majesthetik Zahnfleischmasken gegen A- oder C-Silikone und zum Isolieren von Polyätherabformungen vor dem Ausgießen mit Polyurethan (z.B. picopoly) bestens geeignet.

Anwendung:

Den Separator gleichmäßig dünn in alle Bereiche sprühen oder dünn aufpinseln.

Überschüssigen Separator trocknen lassen, nicht mit Druckluft bearbeiten.

Die Trockenzeit beträgt ca. 1-2 Minuten. Der abgetrocknete Separator weist eine matte, nicht mehr glänzende Oberfläche aus.

Vor Gebrauch schütteln.

Inhalt: 50 ml

Enthält: Kohlenwasserstoffe, C7-C9, n-Alkane, Isoalkane, Cyclohexan

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

P210 Von Hitze / Funken / offener Flamme / heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.

P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P301+P310: BEI VERSCHLUCKEN:

Sofort GIFTINFORMATIONSSZENTRUM / Arzt anrufen.

P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.

P331 KEIN Erbrechen herbeiführen.

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

F

Séparateur parfaitement adapté pour être pulvérisé ou appliqué au pinceau sur des masques gingivaux Majesthetik contre du silicone A ou C et pour l'isolation de moulages en polyéther avant le coulage de polyuréthane (par exemple picopoly).

Utilisation:

Pulvériser ou appliquer régulièrement au pinceau et partout une fine couche de Separator.

Laisser sécher l'excédent de Separator, ne pas y souffler d'air comprimé.

Il sèche en 1 à 2 minutes environ. Le séparateur séché a une surface mate qui ne brille plus.

Agiter avant usage.

Contenance : 50 ml

Contient: Hydrocarbures, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclohexane

H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H411 Toxique pour les organismes aquatiques entraîne des effets néfastes à long terme.

P210 Tenir à l'écart de la chaleur / des étincelles / des flammes nues / des surfaces chaudes - Ne pas fumer.

P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P301+P310: EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

P304+P340 EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

P331 NE PAS faire vomir.

EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

GB

Separating agent perfectly suited for spraying or daubing for Majesthetik gum masks against A or C silicones and for isolating polyether castings before casting with polyurethane (e.g. picopoly).

How to use:

Spray the separator thinly and evenly into all areas or daub on thinly. Leave the excess separator to dry and do not work with compressed air. It will dry in around 1 to 2 minutes. The dried separator should have a matt, non-shiny surface.

Shake before use.

Contents: 50 ml

Contains: Hydrocarbons, C7-C9, n-Alkane, Isoalkane, Cyclohexane

H225 Highly flammable liquid and vapour.

H336 May cause drowsiness or dizziness.

H304 May be fatal if swallowed and enters airways.

H411 Toxic to aquatic life with long lasting effects.

P210 Keep away from heat / sparks / open flames / hot surfaces - No smoking.

P261 Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.

P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.

P301+P310: IF SWALLOWED:

Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.

P304+P340 IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.

P331 Do NOT induce vomiting.

EUH066 Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.

I

Separatore ideale da spruzzare o applicare tramite pennello tra maschere gengivali Majesthetik e silicone A o C, utile anche per isolare impronte in polietere prima del riempimento con poliuretano (ad es. picopoly).

Impiego:

Spruzzare il Separator o applicarne un sottile strato con un pennello in modo uniforme su tutte le aree coinvolte.

Lasciare asciugare il Separator in eccesso, senza agire su di esso con aria a pressione.

Il tempo di asciugatura è pari a ca. 1-2 minuti. Il separatore asciutto produce una superficie opaca, priva di lucentezza.

Agitare prima dell'uso.

Contenuto: 50 ml

Destinazione: Hydrocarbures, C7-C9, n-Alkane, Isoalkane, Cyclohexane

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.

H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.

H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

P210 Tenere lontano da fonti di calore / scintille / fiamme / libere / superfici - Non fumare.

P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/i aerosol.

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

P301+P310: IN CASO DI INGESTIONE:

Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

P304 + P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione,

P331 NON provocare il vomito

EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Rev.: 2024-07



**Gefahr/
danger/
Pericolo**



Da Vinci Dental
www.davincidental.de

picodent®
qualität pur. bewusst innovativ.

Dental-Produktions- und Vertriebs-GmbH
Lüdenscheider Str. 24-26 • 51688 Wipperfurth
Tel.: +49 2267 6580-0 • Fax: +49 2267 6580-30
picodent@picodent.de • www.picodent.de