

picobello gel | picobello plus | picobello form



Instructions for use en

Product description
picobello products are light-curing, sculpting resins for use in dental technology, in particular for milling and precision attachments and intraoral connection and transfer of objects. **picobello** patterns can be tried in intraorally prior to casting or milling processes.
In addition to **picobello** modelling resins, **picobello form** can be used where the application of larger amounts may be necessary.
The gel can be applied directly from the syringe, the paste can be taken in portions from the light protected container. **picobello** materials burn without residue and can be cured using any standard light-curing unit (320-500 nm). After curing, any standard wax can be combined.

Composition
Composition of acrylic resin and initiators.

- Areas of application**
- Build-up of indirect posts and cores using the direct technique
 - Intraoral fixation of dentures
 - Fabrication of check bites and stops
 - Fabrication of fixation- and insertion guides
 - Connecting of cast units (intra-/extraoral)
 - Contouring precision attachments, telescope and conical crowns etc.
 - Contouring of individual implant abutments and bars
 - Contouring adhesive bridges, inlays and onlays
 - Contouring of crowns and bridges for pantographic transmission

Contraindications:
Patient and user: Products should not be used in patients or by users who are known to be allergic to any of the ingredients. Otherwise the patient group is not restricted.

Adverse reactions:
Patient and user: Product can cause allergic reactions.
User: Observe warnings.

Interactions:
Interactions are not known.

Properties and advantages
picobello patterns are highly stable and precise and can be removed without distortion. Patterns made of light cured or standard waxes can be combined ideally. **picobello gel / picobello plus** is fluid when applied, but is immediately positionally stable, i.e. it can be applied quickly, sparingly and accurately.
picobello form is suitable for works which require the application of larger amounts (e.g. bars or transfer guides).
picobello materials burn without residue and guarantee an excellent fit.

Instructions for use
picobello gel / picobello plus
Processing should be carried out at room temperature (20-22 °C).
After removing the seal cap, attach the application tip supplied for precise application. These are intended for single use. Then seal the slide syringe again.

picobello form
Remove the cap of the plastic container and remove as much material as needed with a spatula or a different suitable instrument. After remove, seal the container thoroughly to prevent the polymerisation of the material ahead of time. **picobello form** can be sculpted and contoured easily by hand due to its kneadable consistency.

Important: Build up the pattern in layers no thicker than 1 mm and cure the layers for 10 seconds with a handheld light-curing unit or for one minute in a laboratory unit with a light range of 320-500 nm. Polymerising layers thicker than 1 mm can result in incomplete curing, excessive thermal release and stresses and do not guarantee an exact fit of the casting. Do not remove the inhibition layer from the surface;
The inhibition layer should only be removed from the surface (on the model or extra-orally using alcohol or acetone) after contouring of the pattern is completed. It provides an optimum bond between the layers and prevents stresses in the modelling resin.
To obtain optimum casting results, complete removing of the inhibition layer is essential.

On large-volume patterns, object should be complemented with a thin wax coating.

- Polymerisation**
picobello materials can be cured in standard light curing units with a spectrum between 320 – 500 nm. Polymerisation is performed without vacuum. The average curing times are:
- 90 sec with strobe lamps (Dentacolor)
 - 20-30 sec in LED devices (pico-light LED)
 - 3.5 – 5 min in devices using UV-A bulbs (Megalight)

Please note that curing times depend on the emission power of the lamps used in light curing devices. Correct maintainace of these devices as well as regular replacement of illuminants account for a constant curing. Please also note the instructions of the device manufacturer.
Please note that the material heats up when used intraorally. To avoid unacceptable temperature peaks, larger amounts (>0,5 g) should be polymerised in layers.

Warnings
Any deviation from the processing process described here can jeopardize the biocompatibility, functionality and safety of the final product. Please always observe the respective valid safety data sheets. Contains acrylates, phosphine oxide. May cause an allergic skin reaction. Avoid contact with unpolymerized material. Wear protective gloves / protective clothing / eye protection. Avoid breathing dust / vapours. Switch on extraction system. The unpolymerized is harmful to the environment. Avoid release to the environment.

Storage
Store at 4-25°C.
Protect **picobello** products from heat and sunlight.
Do not use after the expiry date. Information on shelf life: See label.

Disposal instructions
Dispose of contents/ container in accordance with local regulation.

- Pack contents**
picobello gel: 3 x 3 g in slide syringe, 12 tips
picobello gel: 5 x 3 g in slide syringe, 20 tips
picobello plus: 3 x 3 g in slide syringe, 12 tips
picobello plus: 5 x 3 g in slide syringe, 20 tips
picobello form: 25 g in light protected container

This product was developed for use in dentistry and should be used according to the instructions for use. Serious incidents must be reported to DeltaMed GmbH and the responsible authority.

	Batch code		Manufacturer
	Catalogue number		Keep away from sunlight
	Use-by date		Exclamation mark
	Consult instructions for use		Environmental hazard
	Temperature limit		Medical Device
	Distributor		

DeltaMed GmbH Raiffeisenstraße 8a 61169 Friedberg Tel. +49 (0) 6031-7283-0 info@deltamed.de www.deltamed.de		Picodent Dental-Produktions- und Vertriebs GmbH Lüdenscheider Str. 24-26 51688 Wipperfurth Tel. +49 2267 6580-0 picodent@picodent.de www.picodent.de
V03 2025-01-21		

Gebrauchsinformation de

Produktbeschreibung
picobello Produkte sind lichthärtende Modellierkunststoffe für zahntechnische Anwendungen, insbesondere für Fräs- und Geschiebearbeiten sowie für die intraorale Verblockung und Übertragung von Objekten. Modellationen aus **picobello** können vor dem Guss oder dem Fräsen im Mund anprobiert werden. Neben den **picobello** Modelliergelen steht mit **picobello form** eine Modellierpaste für größeren Materialauftrag zur Verfügung. Das Gel kann direkt aus der Dosierspritze aufgetragen werden, die Paste wird portionsweise direkt aus dem lichtgeschützten Gebinde entnommen. **picobello** Materialien verbrennen rückstandsfrei und lassen sich mit handelsüblichen Lichtgeräten (320-500 nm) problemlos aushärten. Nach der Polymerisation können sie mit handelsüblichen Wachsen kombiniert werden.

Zusammensetzung
Zubereitung aus Acrylharzen und Initiatoren.

- Anwendungsgebiete**
- Modellation von indirekten Stift- und Stumpfaufbauten im direkten Verfahren
 - Intraorale Fixierung von Prothesen
 - Anfertigung von Checkbissen und Stopps
 - Anfertigung von Fixierungs- und Übertragungsschlüsseln
 - Verblockung von Gussteilen (intra-/extraoral)
 - Modellation von Geschieben, Teleskop- und Konuskronen, etc.
 - Modellation individueller Implantataufbauten und Stege
 - Modellation von Adhäsivbrücken, Inlays und Onlays
 - Modellation von Kronen und Brücken zur pantographischen Übertragung

Kontraindikationen:
Patient und Anwender: Die Produkte sollten bei bekannter Allergie gegen einen der Inhaltsstoffe nicht angewendet werden. Ansonsten ist der Patientenkreis nicht eingeschränkt.

Nebenwirkungen:
Patient und Anwender: Produkt kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Anwender: Warnhinweise beachten.

Wechselwirkungen:
Wechselwirkungen sind nicht bekannt.

Eigenschaften und Vorteile
Modellationen mit **picobello** sind sehr stabil, präzise und können ohne Verzug abgehoben werden. Modellationen aus lichthärtenden und herkömmlichen Wachsen können perfekt kombiniert und korrigiert werden. **picobello gel / picobello plus** lässt sich aus der Spritze fließend auftragen und ist dennoch sofort standfest, d.h. der Verbrauch ist sparsam, der Zeitaufwand gering und die Platzierung exakt.
picobello form eignet sich vor allem für Arbeiten, die einen größeren Materialauftrag erfordern (z.B. Stege oder Übertragungsschlüssel).
picobello Materialien verbrennen rückstandsfrei und gewährleisten eine hervorragende Passgenauigkeit.

Verarbeitungshinweise
picobello gel / picobello plus
Die Verarbeitung sollte bei Raumtemperatur (20-22°C) erfolgen.
Nach dem Entfernen der Verschlusskappe sollten Sie für die punktgenaue Applikation die beigelegten Kanülen aufbringen. Diese sind für den einmaligen Gebrauch gedacht. Die Schiebespritze anschließend wieder verschließen.

picobello form
Entfernen Sie den Deckel der Kunststoffdose und entnehmen Sie die gewünschte Menge Material mit Hilfe eines Spatels oder eines anderen geeigneten Instrumentes. Verschließen Sie nach der Entnahme den Behälter stets sorgfältig, um eine vorzeitige Polymerisation des Materials zu verhindern. **picobello form** lässt sich durch ihre knetbare Konsistenz leicht von Hand modellieren.

Wichtig: Bauen Sie Ihre Modellationen in Schichten nicht stärker als 1 mm auf und härten Sie die Schichten 10 Sekunden mit Handlichtgeräten oder in einer Minute in Laborgeräten mit einem Lichtspektrum von 320 - 500 nm. Das Polymerisieren von Schichten über 1 mm kann zu unvollständiger Aushärtung, übermäßiger Wärme freisetzung und Spannungen führen. Hierdurch ist die exakte Passform der Gussstücke nicht gewährleistet.
Entfernen Sie erst nach endgültiger Fertigstellung der Arbeit die Inhibitionsschicht auf der Oberfläche (auf dem Modell bzw. außerhalb des Mundes mittels Aceton

oder Alkohol); sie gewährleistet einen optimalen Verbund der Schichten untereinander und verhindert Spannungen im Modellierkunststoff.
Für die Erzielung optimaler Gussergebnisse ist die vollständige Entfernung der Inhibitionsschicht unerlässlich. Bei großvolumigen Arbeiten sollte die Modellation mit einem dünnen Wachsüberzug ergänzt werden.

- Polymerisation**
picobello Materialien können in gängigen Lichtgeräten mit einem Spektrum von 320 - 500 nm ausgehärtet werden. Die Aushärtung erfolgt ohne Vakuum. Die durchschnittlichen Polymerisationszeiten betragen:
- 90 sec mit Stroboskopgeräten (Dentacolor)
 - 20-30 sec mit LED-Lampen (pico-light LED)
 - 3,5 – 5 min Geräten mit UV-A Lampen (Megalight)

Bitte beachten Sie, dass die Aushärtezeit entscheidend von der Emmisionsleistung der verwendeten Lampen abhängt. Korrekte Wartung der Geräte sowie regelmäßiger Austausch der Leuchtkörper tragen zu einer konstanten Aushärtung bei. Beachten Sie dazu auch die Hinweise der jeweiligen Gerätehersteller.
Bitte beachten Sie beim Einsatz im Mund, dass sich das Material beim Aushärten erwärmt. Um unzumutbare Temperaturspitzen zu vermeiden, sollten Sie daher größere Mengen (> 0,5 g) schichtweise aufbauen und polymerisieren.

Warnhinweise
Jegliche Abweichung vom beschriebenen Verarbeitungsprozess kann die Biokompatibilität, die Funktionalität sowie die Sicherheit des Endproduktes beeinträchtigen. Bitte beachten Sie stets das aktuelle Sicherheitsdatenblatt. Enthält Acrylate, Phosphinoxid. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Kontakt mit dem unausgehärteten Material vermeiden. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz tragen. Einatmen von Staub / Dampf vermeiden. Beim Ausarbeiten Absauganlage einschalten. Die unausgehärteten Materialien sind umweltschädlich. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Lagerungshinweise
Lagerung bei 4 - 25°C
picobello Produkte vor Hitze und Sonnenlicht schützen.
Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden. Angaben zur Haltbarkeit: Siehe Etikett.

Entsorgungshinweise
Inhalt/ Behälter in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

- Liefereinheiten**
- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| picobello gel: | 3 x 3 g Schiebespritzen, 12 Kanülen |
| picobello gel: | 5 x 3 g Schiebespritzen, 20 Kanülen |
| picobello plus: | 3 x 3 g Schiebespritzen, 12 Kanülen |
| picobello plus: | 5 x 3 g Schiebespritzen, 20 Kanülen |
| picobello form: | 25 g in lichtgeschützter Dose |

Das Produkt wurde für den Einsatz im Dentalbereich entwickelt und muss gemäß Gebrauchsinformation verwendet werden. Schwerwiegende Vorkommnisse sind an die DeltaMed GmbH sowie an die zuständige Behörde zu melden.

	Chargenbezeichnung		Hersteller
	Artikelnummer		Vor Sonnenlicht schützen
	Verwendbar bis		Ausrufezeichen
	Gebrauchsanweisung beachten		Umweltgefahr
	Temperaturbegrenzung		Medizinprodukt
	Vertreiber		



Telefon: +49 2267 6580-0 • www.picodent.de



Telefon: +49 2267 6580-0 • www.picodent.de

picobello gel | picobello plus | picobello form



Mode d'emploi fr

Description du produit

Les produits **picobello** sont des résines pour modelage photopolymérisables réservées à un usage en prothèse dentaire, en particulier aux travaux de fraisage et d'attachement, ainsi qu'au blocage intra-oral et à la transmission d'objets. Les modelages réalisés à partir de **picobello** peuvent être testés en bouche avant la coulée ou le fraisage.

En plus des gels de modelage **picobello**, nous proposons **picobello form**, une pâte de modelage adaptée aux tâches pour lesquelles une plus grande quantité de matériau est nécessaire. Le gel peut être directement appliqué avec la seringue-doseuse, tandis que la pâte se prélève par portions dans le récipient protégeant le produit de la lumière. Les matériaux **picobello** brûlent sans laisser de résidus et durcissent aisément avec les appareils de photopolymérisation disponibles dans le commerce (320 à 500 nm). Après la polymérisation, il est possible de les associer aux cires disponibles dans le commerce.

Composition

Préparation de résines acrylique et d'initiateurs.

Indications

- Modelage des structures indirectes des piliers et moignons dans le cadre du procédé direct
- Fixation intra-orale de prothèses
- Réalisation d'empreintes de contrôle et de butées
- Réalisation des clés de fixation et de transmission
- Blocage des parties de la coulée (intra-/extra-oral)
- Modelage des gouttières, ainsi que des couronnes télescopiques etc. coniques, etc.
- Modelage des structures d'implant individuelles et des barres
- Modelage de bridges adhésifs, inlays et onlays
- Modelage de couronnes et bridges pour transmission pantographique

Contre-indications :

Patient et utilisateur : Les produits ne doivent pas être utilisés chez des patients ou par des utilisateurs présentant des allergies avérées à l'un des ingrédients. Autrement, le groupe de patients n'est pas restreint.

Effets indésirables :

Patient et utilisateur : Le produit peut causer des réactions allergiques. Utilisateur : Respecter les avertissements.

Interactions :

Les interactions ne sont pas connues.

Propriétés et avantages

Les modelages avec **picobello** sont plus stables, précis et peuvent être retirés sans délai. Les modelages à partir de cires photopolymérisables et classiques peuvent parfaitement être associés et corrigés. Le gel de modelage **picobello gel** / **picobello plus**, fluide, s'applique facilement à la seringue. Il offre néanmoins une prise rapide, c.-à-d. qu'il est économique, représente un réel gain de temps et permet un positionnement précis.

picobello form est notamment adapté aux tâches pour lesquelles une plus grande quantité de matériau est nécessaire (p. ex. barre ou clé de transmission). Les matériaux **picobello** brûlent sans laisser de résidus et garantissent un ajustement ultraprécis.

Consignes de manipulation picobello gel / picobello plus

La mise en oeuvre a température ambiante (20-22 °C) est recommandée. Après le retrait de la coiffe de fermeture, vous devez monter la canules fournies pour une application ultraprécise. Elles sont conçues pour un usage unique. Ensuite, refermer la seringue à poussoir.

picobello form

Enlevez le couvercle de boîte en plastique et prélevez la quantité souhaitée de matériau à l'aide d'une spatule ou d'un autre instrument adapté. Refermez ensuite toujours bien le pot pour prévenir toute polymérisation précoce du matériau. Grâce à sa consistance malléable, **picobello form** se modèle aisément à la main.

Important: Structurez vos modelages par couches d'1 mm d'épaisseur maximum que vous polymérisez alors 10 s à la lampe à main ou en 1 min dans un appareil de laboratoire avec un spectre lumineux de 320 à 500 nm. La polymérisation de couches de plus d'1 mm peut occasionner une prise incomplète, un dégagement

de chaleur excessif et des tensions. Il est alors impossible d'assurer l'exact ajustement des pièces de coulée.

ne retirez la couche d'inhibition de la surface qu'une fois le travail tout à fait terminé (sur le modèle ou hors de la bouche avec de l'acétone ou de l'alcool) ; elle assure une cohésion optimale entre les différentes couches et prévient toute tension dans la résine de modelage.

Il est indispensable d'éliminer complètement la couche d'inhibition pour obtenir un résultat de coulée optimal.

Pour les travaux volumineux, il faut parfaire le modelage avec une fine couche de cire.

Polymérisation

Les matériaux **picobello** peuvent être durcis avec des appareils de photopolymérisation courants avec un spectre de 320 à 500 nm. La prise opère sans vide. Temps moyens de polymérisation :

- 90 s avec un appareil stroboscopique (Dentacolor)
- 20-30 sec avec une LED (pico-light LED)
- 3,5 à 5 min avec des appareils à lampes UVA (Megalight)

Notez que le temps de prise dépend essentiellement de la puissance d'émission des lampes utilisées. Une maintenance adéquate et un changement régulier des lampes contribuent à la constance de la prise. À cette fin, suivez également les consignes du fabricant de la lampe utilisée. Lorsqu'il se trouve dans la bouche, assurez-vous que le matériau se réchauffe lors de la prise. Pour prévenir des pics de températures insupportables, vous devez donc appliquer et polymériser d'importantes quantités (> 0,5 g) par couches.

Avertissements

Toute déviation par rapport à la procédure de traitement décrite peut affecter la biocompatibilité, la fonctionnalité, ainsi que la sécurité du produit fini. Toujours respecter la fiche de données de sécurité en vigueur. Contient acrylates, phosphinoxyde. Peut provoquer une allergie cutanée. Éviter tout contact avec des matériaux non polymérisés. Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux. Éviter de respirer les poussières / vapeurs. Mettre en marche le système d'aspiration. Le matériau non polymérisé est nocif pour l'environnement. Éviter le rejet dans l'environnement.

Consignes de conservation

Conserver entre 4 et 25 °C. Conserver les produits **picobello** à l'abri de la chaleur et de la lumière du soleil. Ne plus utiliser le produit une fois la date d'expiration dépassée. Informations sur la durée de conservation : Voir l'étiquette.

Considérations relatives à l'élimination

Éliminer le contenu/récipient dans le lieu d'élimination conformément à la réglementation locale.

Unités fournies

picobello gel : 3 x 3 g seringues à poussoir, 12 canules
picobello gel : 5 x 3 g seringues à poussoir, 20 canules
picobello plus : 3 x 3 g seringues à poussoir, 12 canules
picobello plus : 5 x 3 g seringues à poussoir, 20 canules
picobello form : 25 g dans une boîte en plastique maintenant le produit à l'abri de la lumière

Le produit a été développé pour un usage dans le domaine dentaire et doit être mis en œuvre conformément au mode d'emploi. Les événements graves doivent être signalés à DeltaMed GmbH ainsi qu'aux autorités compétentes.

	Numéro de lot		Fabricant
	Référence catalogue		Tenir à l'abri du soleil
	Date limite d'utilisation		Point d'exclamation
	Consulter le mode d'emploi		Danger pour l'environnement
	Limites de température		Dispositif médical
	Distributeur		

Istruzioni per l'uso it

Descrizione del prodotto

I prodotti **picobello** sono resine da modellazione fotopolimerizzabili per applicazioni odontotecniche, in particolare per lavori di fresatura e attacchi, nonché per il bloccaggio intraorale e il trasferimento di oggetti. Le modellazioni realizzate con **picobello** possono essere provate nella bocca del paziente prima della fusione o della fresatura.

Oltre ai gel da modellazione **picobello**, è disponibile **picobello form**, una pasta modellante per l'applicazione di maggiori quantità di materiale. Il gel può essere direttamente applicato mediante la siringa dosatrice, mentre la pasta viene direttamente prelevata nella giusta proporzione dal contenitore protetto dalla luce. I materiali

picobello non generano residui di combustione e sono polimerizzabili senza problemi mediante comuni fotopolimerizzatori reperibili in commercio (320-500 nm). Dopo la polimerizzazione possono essere abbinati a comuni cere.

Composizione

Preparazione a base di acrilati e ossidi di fosfina.

Campi di applicazione

- Modellazione di attacchi, corone telescopiche eoniche, ecc.
- Modellazione di abutimenti individuali e barre
- Bloccaggio di elementi fusi (a livello intraorale/extraorale)
- Realizzazione di mascherine di fissaggio e di trasferimento
- Realizzazione di morsi di controllo e fermi
- Modellazione di ponti adesivi, inlay e onlay
- Fissaggio intraorale di protesi
- Modellazione di perni indiretti e monconi protesici con tecnica diretta
- Modellazione di corone e ponti per il trasferimento pantografico

Controindicazioni:

Paziente e utilizzatore: i prodotti non devono essere utilizzati se il paziente è notoriamente allergico a uno qualsiasi degli ingredienti. Altrimenti, il gruppo di pazienti non è limitato.

Reazioni avverse:

Paziente e utilizzatore: il prodotto può causare reazioni allergiche. Utilizzatore: osservare le avvertenze.

Interazioni:

Non sono note interazioni.

Proprietà e vantaggi

Le modellazioni con **picobello** sono particolarmente stabili e precise e possono essere sfilate senza deformarsi. È possibile combinare e correggere perfettamente modellazioni realizzate in cere fotopolimerizzabili e convenzionali.

picobello gel / **picobello plus** è applicabile in forma liquida con l'ausilio della siringa ed è comunque immediatamente stabile, garantendo pertanto minori consumi, minore dispendio di tempo e maggiore precisione di posizionamento. L'altra versione disponibile, **picobello form**, è adatta soprattutto a lavori che richiedono l'applicazione di una notevole quantità di materiale (ad es. barre o mascherine di trasferimento).

I materiali **picobello** non generano residui di combustione e garantiscono un eccellente adattamento.

Istruzioni di lavorazione

picobello gel / picobello plus

L'applicazione deve avvenire a temperatura ambiente (20-22 °C). Dopo aver rimosso il tappo di chiusura, per un'applicazione precisa è necessario utilizzare le cannule in dotazione. Queste sono monouso. Richiudere quindi la siringa a spinta.

picobello form

Rimuovere il coperchio della confezione in plastica e prelevare la quantità desiderata di materiale con l'aiuto di una spatola o di un altro strumento adatto. Dopo il prelievo, chiudere sempre accuratamente il contenitore per evitare la polimerizzazione prematura del materiale. **picobello form** può essere facilmente modellato a mano grazie alla sua consistenza malleabile.

Importante: costruisci i tuoi modelli a strati non più spessi di 1 mm e polimerizza gli strati per 10 secondi con lampade manuali o per un minuto in apparecchiature da laboratorio con uno spettro luminoso di 320 - 500 nm. La polimerizzazione di strati superiori a 1 mm può portare a un indurimento incompleto, a un eccessivo rilascio di calore e a tensioni. Ciò non garantisce l'esatta adattabilità dei pezzi fusi.

Rimuovere lo strato inibitore sulla superficie (sul modello o fuori dalla bocca con acetone o alcool) solo dopo il completamento finale del lavoro; esso garantisce un legame ottimale tra gli strati e previene le tensioni nella resina da modellazione.

Per ottenere risultati di fusione ottimali, è essenziale rimuovere completamente lo strato inibitorio. Per lavori di grandi dimensioni, la modellazione dovrebbe essere completata con un sottile rivestimento in cera.

Polimerizzazione

I materiali picobello sono polimerizzabili in comuni fotopolimerizzatori con spettro di 320 - 500 nm. La polimerizzazione avviene in assenza di vuoto. I tempi medi di polimerizzazione sono:

- 90 secondi con apparecchi stroboscopici (Dentacolor)
- 20-30 sec con lampade LED (pico-light LED)
- 3,5 – 5 minuti in apparecchi dotati di lampade UV-A (Megalight)

È opportuno ricordare che il tempo di polimerizzazione dipende essenzialmente dalla potenza di emissione delle lampade utilizzate. La corretta manutenzione degli apparecchi e la sostituzione regolare dei corpi luminosi contribuiscono a garantire una polimerizzazione costante. Rispettare inoltre le istruzioni del produttore dell'apparecchio utilizzato. Per l'utilizzo intraorale, tenere conto che il materiale si riscalda durante la polimerizzazione. Per evitare picchi termici intollerabili, si consiglia pertanto di applicare e polimerizzare grandi quantità di materiale (> 0,5 g) in diversi strati sottili.

Avvertenze

Toute déviation par rapport à la procédure de traitement décrite peut affecter la biocompatibilité, la fonctionnalité, ainsi que la sécurité du produit fini. Contient acrylates, phosphinoxyde. Toujours respecter la fiche de données de sécurité en vigueur. Peut provoquer une allergie cutanée. Éviter tout contact avec des matériaux non polymérisés. Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux. Éviter de respirer les poussières / vapeurs. Mettre en marche le système d'aspiration. Les matériaux non durcis sont nocifs pour l'environnement. Éviter le rejet dans l'environnement.

Avvertenze di conservazione

Conservare a una temperatura di 4 - 25 °C. Tenere i prodotti **picobello** al riparo dal calore e dai raggi solari. Non utilizzare dopo la data di scadenza. Vedere la stampigliatura/etichetta per la data di scadenza.

Istruzioni per lo smaltimento

Smaltire il contenuto/contenitore in conformità con la normativa locale.

Forma de presentación

picobello gel: 3 siringhe da 3 g, 12 cannule dosatroci
picobello gel: 5 siringhe da 3 g, 20 cannule dosatroci
picobello gel: 3 siringhe da 3 g, 12 cannule dosatroci
picobello gel: 5 siringhe da 3 g, 20 cannule dosatroci
picobello form: 25 gramos en un envase protegido contra la luz

Il prodotto è stato sviluppato per essere impiegato in odontoiatria e deve essere utilizzato in conformità con le istruzioni per l'uso. Eventuali incidenti gravi devono essere segnalati a DeltaMed GmbH e all'autorità competente.

	Numero di lotto		Produttore
	Numero di catalogo		Non esporre alla luce solare
	Usare entro		Punto esclamativo
	Consultare le istruzioni per l'uso		Pericoloso per l'ambiente
	Limitazione di temperatura		Dispositivo medico
	Distributore		



Telefon: +49 2267 6580-0 • www.picodent.de

Telefon: +49 2267 6580-0 • www.picodent.de