

Sicherheitsdatenblatt

gemäß 91/115/EWG

1 Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Angaben zum Produkt

Handelsname: picodent esthetic-skin

Hersteller/Lieferant:

picodent GmbH
Lüdenscheider Str. 24-26
D-51688 Wipperfürth

www.picodent.de
Telefon-Nr. 0 22 67-65 80 0
Fax-Nr. 0 22 67-65 80 30

Auskunftgebender Bereich:

picodent GmbH
Lüdenscheider Str. 24-26
D-51688 Wipperfürth

www.picodent.de
Telefon-Nr. 0 22 67-65 80 0
Fax-Nr. 0 22 67-65 80 30

Notfallauskunft:

picodent GmbH, Wipperfürth Telefon-Nr. 0 22 67-65 80 0

2 Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen

Chemische Charakterisierung: Latex Dispersion, Ammoniak < 1%

Gefährliche Inhaltsstoffe: keine

3 Mögliche Gefahren

Bezeichnung der Gefahren: -

Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt: -

4 Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise

nach Einatmen: Ärztlicher Behandlung zuführen

nach Hautkontakt: Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser.

nach Augenkontakt: Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser oder Augenspüllösung spülen

nach Verschlucken: Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Sofort ärztlichen Rat einholen

Sicherheitsdatenblatt

gemäß 93/112/EWG

Handelsname: picodent esthetic-skin

5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel: n.a.

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel: n.a.

Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase: n.a.

Besondere Schutzausrüstung: n.a.

6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

Für ausreichend Lüftung sorgen

Umweltschutzmaßnahme:

Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:

Erstarren lassen, mechanisch aufnehmen.

7 Handhabung und Lagerung

Handhabung:

Hinweise für den sicheren Umgang: Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Das Produkt ist nicht brennbar.

Lagerung:

Anforderung an Lagerräume und Behälter: Keine Gefäße, Leitungen etc. aus Kupfer oder kupferhaltigen Legierungen verwenden.

Zusammenlagerungshinweise:

Weiter Angaben zu den Lagerbedingungen: Behälter dicht geschlossen halten. Vor Frost schützen.

VCI-Lagerklasse: -

Lagerstabilität: -

Empfohlene Lagertemperatur: >5°C, <35°C

8 Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: -

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten: -

Persönliche Schutzausrüstung

Atemschutz: -

Handschutz: -

Augenschutz: Schutzbrille

Körperschutz: -

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen: Bei der Arbeit nicht rauchen, essen oder trinken

Sicherheitsdatenblatt

gemäß 91/155/EWG (2001/58/EG)

Handelsname: picodent esthetic-skin

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

Form:	Dispersion
Farbe:	blauviolett
Geruch:	stechend, nach Ammoniak
Schmelztemperatur:	0°C
Siedetemperatur:	100°C
Flammpunkt:	n.a.
Zündtemperatur:	n.a.
Untere Explosionsgrenze:	n.a.
Obere Explosionsgrenze:	n.a.
Dampfdruck:	20 mbar 20°C
Dichte bei 20°C:	>1,0 g/cm ³
Wasserlöslichkeit:	dispergierbar g/l
Löslich in:	löslich in Ammoniaklösung g/l
pH-Wert:	9-11
Viskosität, dynamisch:	n.a.
Weiter Angaben:	beliebig mischbar

10 Stabilität und Reaktivität

Zu vermeidende Stoffe:	n.a.
Gefährliche Zersetzung:	n.a.
Thermische Zersetzung:	n.a.
Sonstige Angaben (Kapitel 10.):	-

Sicherheitsdatenblatt

gemäß 91/155/EWG (2001/58/EG)

Handelsname: picodent esthetic-skin

11 Angaben zur Toxikologie

Akute Toxizität

Akute orale Toxizität: n.a.

Akute dermale Toxizität: n.a.

Akute inhalative Toxizität: n.a.

Reiz-Ätzwirkung

Reizwirkung an der Haut: n.a.

Reizwirkung am Auge: n.a.

Sensibilisierung

Wirkungen nach wiederholter oder länger andauernder Exposition (subakut, subchronisch, chronisch): n.a.

Sonstige Angaben (Kapitel 11.): n.a.

Erfahrungen aus der Praxis: n.a.

Allgemeine Bemerkung: -

12 Angaben zur Ökologie

Angaben zur Elimination (Persistenz und Abbaubarkeit):

Physikochemische Eliminierbarkeit: n.a.

Biologische Abbaubarkeit: mäßig/teilweise biologisch abbaubar

Verhalten in Umweltkompartimenten: n.a.

Ökotoxische Wirkung

Fischtoxizität: n.a.

Daphnientoxizität: n.a.

Algentoxizität: n.a.

Bakterientoxizität: n.a.

Weiter ökologische Hinweise:

Eindringen in Erdreich, Gewässer und Kanalisation verhindern.

13 Hinweise zur Entsorgung

Produkt: -

Verunreinigte Verpackungen: -

Abfallschlüssel-Nr./Abfallname: n.a.

Sicherheitsdatenblatt

gemäß 91/155/EWG (2001/58/EG)

Handelsname: picodent esthetic-skin

14 Transportvorschriften

Landtransport ADR/RID:

Klasse: -
Ziffer/Buchstabe: -
Gefahrennr. (Kemler-Zahl) -
UN-Nummer: -
Bezeichnung des Gutes: -
Bemerkung: -

Binnenschiffstransport ADN/ADNR

Klasse: -
Ziffer/Buchstabe: -
Kategorie: -
Bezeichnung des Gutes: -
Bemerkung: -

Seeschiffstransport

Klasse: -
UN-Nummer: -
Seite: -
EmS: -
MFAG: -
Marine Pollutant: -
Richtiger technischer Name: -
Bemerkung: -

Lufttransport

Klasse: -
UN-Nummer: -
Seite: -
Richtiger technischer Name: -
Bemerkung: -

Sonstige Angaben (Kapitel 14): -

Sicherheitsdatenblatt

gemäß 91/155/EWG (2001/58/EG)

Handelsname: picodent esthetic-skin

15 Vorschriften

Kennzeichnungsgemäß GefStoffV/EG:

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV nicht kennzeichnungspflichtig.

Sonstige Vorschriften

Beschäftigungsbeschränkung: -
Störfallverordnung: -
Verordnung brennbarer Flüssigkeiten (VbF): -
Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA-Luft): -
Wassergefährdungsklasse: -
Sonstige Vorschriften, Beschränkung und Verbotsvorschriften: -

16 Sonstige Angaben

(n.a.= nicht anwendbar, n.b.= nicht bestimmt)

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Rev.stand: 02.04.2007