

Sicherheitsdatenblatt

gemäß 91/155/EWG (2001/58/EG)

1 Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Angaben zum Produkt

Handelsname: Löffelreiniger

Hersteller/Lieferant:

picodent GmbH
Lüdenscheider Str. 24-26
D-51688 Wipperfürth

www.picodent.de
Telefon-Nr. 0 22 67-65 80 0
Fax-Nr. 0 22 67-65 80 30

Auskunftgebender Bereich:

picodent GmbH
Lüdenscheider Str. 24-26
D-51688 Wipperfürth

www.picodent.de
Telefon-Nr. 0 22 67-65 80 0
Fax-Nr. 0 22 67-65 80 30

Notfallauskunft:

picodent GmbH, Wipperfürth Telefon-Nr. 0 22 67-65 80 0

2 Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen

Reinigungskonzentrat auf der Basis von Natriumkansulfonat und Nitrotriessigsäure, Natriumsalz

3 Mögliche Gefahren

Xi
R 36/38: Reizt die Augen und die Haut

4 Erste-Hilfe-Maßnahmen

Nach Hautkontakt:

Haut mit viel Wasser abwaschen

Nach Augenkontakt

Die Augen bei geöffneten Lidern ausreichend lange mit Wasser spülen.
Facharzt aufsuchen.

5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel

Schaum, Löschpulver, Kohlensäure, Wassersprühstrahl

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel

Keine bekannt

Sicherheitsdatenblatt

gemäß 91/155/EWG (2001/58/EG)

Handelsname: Löffelreiniger

Besondere Gefährdung durch den Stoff oder die Zubereitung selbst, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:

Bei Brand Entwicklung von Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Schwefeldioxid und andere toxische Gase

Besondere Schutzausrüstung

Die üblichen Maßnahmen zur Bekämpfung von Chemiebränden

6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Umweltschutzmaßnahme

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:

Mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (Sand, Torf, Sägemehl) aufnehmen. In gekennzeichnete, verschließbare Behälter füllen

7 Handhabung und Lagerung

Handhabung

Die beim Umgang mit Chemikalienüblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

Lagerung

Behälter verschlossen lagern.

Lagerklasse: ---

8 Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen zu überwachenden Grenzwerten:

keine

Persönliche Schutzausrüstung:

Atenschutz: nicht erforderlich

Augenschutz: Schutzbrille

Handschutz: Gummihandschuhe

Sicherheitsdatenblatt

gemäß 91/155/EWG (2001/58/EG)

Handelsname: Löffelreiniger

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Erscheinungsbild

Form:	flüssig
Farbe:	gelblich
Geruch:	schwach nach Isopropylalkohol

pH-Wert	7,0
Siedepunkt:	Siedebeginn bei ca. 100°C
Flammpunkt:	> 55°C
Zündtemperatur:	> 400°C
Relative Dichte (bei 20°C)	ca. 1,046 g/cm ³
Löslichkeit:	mit Wasser unbegrenzt mischbar

10 Stabilität und Reaktivität

Zu vermeidende Bedingungen

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung

Zu vermeidende Stoffe

Keine bekannt bei bestimmungsgemäßer Verwendung

Gefährliche Zersetzungsprodukte

Keine bei bestimmungsgemäßer Verwendung

Weitere Angaben

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung

11 Angaben zur Toxikologie

Verschlucken:

Akute Toxizität: LD 50 > 2000 mg/kg Körpergewicht, Ratte oral

Hautkontakt:

Primäre Hautirritation (Kaninchen): reizend

Augenkontakt:

Primäre Augenirritation (Kaninchen): reizend

Sicherheitsdatenblatt

gemäß 91/155/EWG (2001/58/EG)

Handelsname: Löffelreiniger

12 Angaben zur Ökologie

Persistenz und Abbaubarkeit:

Abbaugrad:	> 90%
Versuchsmethode:	OECD-Confirmatory-Test
Analysenmethode:	MBAS-Abnahme
Bewertung:	gut biologisch abbaubar

13 Hinweise zur Entsorgung

Stets unter Beachtung örtlicher behördlicher Vorschriften, z.B. durch kontrollierte Verbrennung. Ungereinigte Leergebinde sind wie die Inhaltsstoffe zu behandeln.

14 Transportvorschriften

Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE:	entfällt
Binnenschifftransport ADN/ADNR:	entfällt
Seeschifftransport IMDG/GGVSee:	entfällt
Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:	entfällt

Kein gefährliches Transportgut. Getrennt von Nahrungs- und Genussmitteln halten.

15 Vorschriften

Einstufung und Kennzeichnung nach 4. Novelle Gefahrstoff Verordnung:

Gefahrensymbol

Xi Reizend

R-Sätze

R 36/38: Reizt die Augen und die Haut

S-Sätze

S 26: Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
S 39 Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen

Nationale Vorschriften

Wassergefährdungsklasse (WGK): 2 – wassergefährdend

Sicherheitsdatenblatt

gemäß 91/155/EWG (2001/58/EG)

Handelsname: Löffelreiniger

16 Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Rev.stand: 24.11.2005