

Sicherheitsdatenblatt

gemäß 91/155/EWG (2001/58/EG)

1 Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Angaben zum Produkt

Handelsname: picodent Softknete

Hersteller/Lieferant:

picodent GmbH
Lüdenscheider Str. 24-26
D-51688 Wipperfürth

www.picodent.de
Telefon-Nr. 0 22 67-65 80 0
Fax-Nr. 0 22 67-65 80 30

Auskunftgebender Bereich:

picodent GmbH
Lüdenscheider Str. 24-26
D-51688 Wipperfürth

www.picodent.de
Telefon-Nr. 0 22 67-65 80 0
Fax-Nr. 0 22 67-65 80 30

Notfallauskunft:

picodent GmbH, Wipperfürth Telefon-Nr. 0 22 67-65 80 0

2 Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen

Wachshaltige Modelliermasse mit Stärkepulver

3 Mögliche Gefahren

Keine

4 Erste-Hilfe-Maßnahmen

Entfällt

5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel: Wasser, Schaum, CO², Trockenlöschmittel

6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

Entfällt

7 Handhabung und Lagerung

Keine besondere Handhabung, kühl und trocken lagern

Sicherheitsdatenblatt

gemäß 91/155/EWG (2001/58/EG)

Handelsname: picodent Softknete

8 Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Entfallen

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

Erscheinungsbild

Form:	rund in einer Dose
Farbe:	grau
Geruch:	geruchlos

Sicherheitsrelevante Daten:

Dichte:	1,60 g/cm ³
Viskosität:	fest
Löslichkeit im Wasser:	wasserunlöslich
Thermische Zersetzung:	ca. 150°C
Zündtemperatur:	ca. 280°C
Dampfdruck:	nicht anwendbar

10 Stabilität und Reaktivität

Thermische Zersetzung/zu vermeidende Bedingungen
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung
Gefährliche Reaktionen
Keine Gefährlichen Reaktionen bekannt

11 Angaben zur Toxikologie

Unbedenklich

12 Angaben zur Ökologie

Naturprodukt (Wachse, Stärke-Pulver Farbstoffe nach DAB)

13 Hinweise zur Entsorgung

Recyclebar, sonst geordnete Deponie

Sicherheitsdatenblatt

gemäß 91/155/EWG (2001/58/EG)

Handelsname: picodent Softknete

14 Transportvorschriften

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften

15 Vorschriften

Gefahrstoffverordnung: nicht kennzeichnungspflichtig

Wassergefährdungsklasse: 0

16 Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Rev.stand: 19.09.2005