



SCHNELLER

ALS DIE POLIZEI ERLAUBT

Der neue Superhartgips. Entwickelt für besonders schnelle Weiterverarbeitung.

eco-stone speed[®]

- ✓ Superschnelles Abbinden
- ✓ Entformbarkeit bereits nach 10-15 Min.
- ✓ Wertvolle Zeitersparnis
- ✓ Glatte abriebfeste Oberflächen
- ✓ Optimiert für Alginatabdrücke
- ✓ Vielseitig einsetzbar

picodent[®] Dental-Produktions- und Vertriebs-GmbH

Lüdenscheider Str. 24-26
51688 Wipperfürth

+49 2267 6580 0
+49 2267 6580 30

✉ picodent@picodent.de
🌐 www.picodent.de

eco-stone speed[®]

Neuer, extrem schneller und preiswerter Superhartgips Typ 4 nach DIN EN ISO 6873 für Arbeits-, Situations- und Gegenbissmodelle. Aufgrund der hohen Endhärte ist eco-stone speed[®] vielseitig einsetzbar.

eco-stone speed[®] ist bereits nach 10-15 Minuten entformbar, so ist eine rasche Weiterverarbeitung problemlos möglich. Sie sparen während der Modellherstellung wertvolle Zeit, perfekt auch für eilige Reparaturen, Unterfütterungen oder ein schnelles Schienenmodell.

Technische Daten

Endhärte:	210 MPa (N/mm ²)
Expansion:	< 0,1 %
Verarbeitungszeit:	ca. 3 Min.
Entformbar nach:	10-15 Min.
Farbe:	beige
Verpackungseinheit:	15 kg Trommel mit Tragegriff



BESTELLEN SIE ZUM EINFÜHRUNGSPREIS!

ONLINESHOP
www.picodent.de

SUPPORTHOTLINE
 +49 2267 6580 0


TROMMEL MIT TRAGEGRIFF

Art.-Nr.: 1103 5415



1 Trommel á 15 kg
 eco-stone speed[®] Pulver
 Farbe: beige

42,50 EUR



FRACHTFREIE LIEFERUNG



Wir freuen uns über Ihre Bestellung von eco-stone speed[®] per Telefon, Email, Fax oder in unserem Onlineshop und liefern für Sie versandkostenfrei.



FAXANTWORT

+49 2267 6580 30

Bitte tragen Sie die gewünschte Bestellmenge in das Kästchen ein.
 Wir bedanken uns für Ihre Bestellung!

*Aktionszeitraum 27.06.16 - 30.09.16

eco-stone speed[®]
 Trommel á 15 kg mit Tragegriff

 Ansprechpartner/in

 Datum/Unterschrift

 Laborstempel