

# Desinfektions- und Reinigungsplan für das zahntechnische Labor

in Anlehnung an die Empfehlung der Berufsgenossenschaft  
gemäß § 9 Unfallverhütungsvorschriften „Gesundheitsdienst“ (VBG 103)

Anwendungsbereich  Produkt	Anwendungszweck	Anwendungszeitpunkt	Personenkreis
<b>Abformungen</b>  picodent <b>picoseptol</b>  picodent <b>tauchdesinfektion</b>	Desinfektion von Abformungen, Modellen, Bißschablonen, Hilfsteilen und Zahnersatz	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. bei jedem Eingang von Abformungen, Hilfsteilen und Zahnersatz aus der Praxis</li> <li>2. erneut vor Verlassen des Dentallabors</li> </ol>	alle Betroffenen
<b>Hände</b>  picodent <b>waschlotion</b>  picosan <b>waschlotion</b>	leichte Desinfektion und Reinigung der Hände  Reinigung der Hände	Nach Kontakt mit vom Patienten stammenden Abformungen oder zahntechnischen Werkstücken; vor jeder Einnahme von Nahrungsmitteln	alle Betroffenen
picodent <b>handpflegelotion</b>	Handpflege	Nach jedem Waschen, bei Bedarf auch öfter	alle Betroffenen
picodent <b>händedesinfektion</b>	Desinfizieren der Hände	Vor und nach Kontakt mit Patienten bzw. vom Patienten stammende Abformungen.	alle Betroffenen
<b>Flächen</b>  picodent <b>picoseptol</b>	Desinfektion von Arbeitsflächen, Wände und Fußböden	Nach besonderen Verschmutzungen und in angemessenen Zeitabständen	alle Betroffenen