

Tiefziehtechnik

Unsere Auswahl – Ihre Möglichkeiten

Lieferprogramm mit allen Neuheiten

picodent® Dental-Produktions- und Vertriebs-GmbH

📍 Lüdenscheider Str. 24-26 | 51688 Wipperfürth ✉ picodent@picodent.de
☎ +49 2267 6580 0 | 📠 +49 2267 6580 30 🌐 www.picodent.de
📘 www.facebook.com/picodent.gmbh 🌐 www.picodent-digital.de



ANWENDUNGSEMPFEHLUNG FÜR DEN EINSATZ UNSERER TIEFZIEHFOLIEN

APPLICATION FOR THE USE OF OUR THERMOFORMING SHEETS



EINSATZGEBIET	APPLICATION	FOLIENART
Aligner	Aligners	FOLIDUR N (0,5 - 0,8 mm)
Aufbissschienen (halb-hart)	Occlusal splints (semi hard)	FOLIFLEX (3,0/4,0 mm)
Aufbissschienen (hart)	Occlusal splints (hard)	FOLIDUR N (1,5 - 3,0 mm)
Aufbissschienen (weich/hart)	Occlusal splints (soft/hard)	COMBILOC Plus (2,0 - 4,0 mm)
Bleachingschienen	Beaching trays	FOLIFLEX bleach/FOLIFLEX (1,0/1,5 mm)
Brackettransferschienen	Bracket transfer splints	FOLILEN (1,0 mm)
Bracketübertragungsschienen	Bracket transfer splints	FOLIFLEX (1,5/2,0 mm)
Dublierformen	Duplicate forms	FOLIFLEX (3,0/4,0 mm)
Essix Retainer	Retainers	FOLIDUR N (0,6/0,8 mm)
Fluoridierungsschienen	Fluoride trays	FOLIFLEX bleach/FOLIFLEX (1,0/1,5 mm)
Gussformteile	Moulded pieces	FOLILEN (0,5 - 1,0 mm)/ FOLIDUR N (0,5 - 0,8 mm)
Gusskäppchen	Copings	FOLILEN (0,5 - 0,7 mm)
Gusskäppchen (hart)	Copings (hard)	FOLIDUR N (0,5/0,6 mm)
Implantatschienen	Implant splints	FOLIDUR N (1,5/2,0 mm)
Knirscherschienen	Bruxism splints	FOLIDUR N (1,5 - 3,0 mm)
Komfortable Knirscherschienen	Comfortable bruxism splints	COMBILOC Plus (2,0 - 4,0 mm)
Kosmetische Schienen	Cosmetic trays	SNAP ON FOLIE (0,6/1,0 mm)
Medikamententräger	Medication trays	FOLIFLEX, bleach/FOLIFLEX (1,0/1,5 mm)
Michiganschienen	Michigan splints	FOLIDUR N (1,5 - 3,0 mm)
Miniplastschienen (hart)	Stabilization splint (hard)	FOLIDUR N (1,0/1,5 mm)
Miniplastschienen (weich/hart)	Stabilization splint (soft/hard)	COMBILOC Plus (2,0 mm)
Platzhalterfolie für flüssige Therapeutika	Medication tray	FOLILEN (0,6/0,7 mm)
Platzhalterfolie für gelartige Therapeutika	Medication tray	FOLILEN (1,0 mm)
Positionierer	Positioners	FOLIFLEX (3,0/4,0 mm)
Provisorien	Provisional Solutions	FOLIDUR N (0,8 - 1,0 mm)/ FOLILEN (1,0/1,5 mm)
Retainer	Retainers	FOLIDUR N (0,8 - 2,0 mm)/ COMBILOC Plus (2,0 mm)
Retentionsschienen	Retention trays	FOLIDUR N (1,5 - 2,0 mm)
Verbandplatten	Dressing plates	FOLIDUR N (1,0 - 2,0 mm)
Zahnfleischverband	Gingival dressings	FOLILEN (1,0 - 1,5 mm)

TIEFZIEHFOLIEN THERMOFORMING SHEETS

■ Sämtliche Tiefziehfolien unseres Programms sind auf Ihre Biokompatibilität geprüft. Entsprechend den EG Richtlinien daher auch mit dem CE-Kennzeichen versehen. Dies garantiert dem Anwender und den Patienten größtmögliche Sicherheit bei der Verarbeitung und beim Gebrauch der Folien. **al dente** Tiefziehfolien eignen sich für sämtliche Anwendungen der Tiefziehtechnik: insbesondere für Aufbiss-, Knirsch-, Stabilisierungs-, Drum-, und Miniplaststschienen. Splints, Clear Aligners, Bleachinganwendungen, Provisorien, Verbandplatten, Retainer, Sportmundschutz etc.

■ All of our thermoforming foils have proved their excellent biocompatibility. According to the EC directives they all bear the CE mark. This guarantees the highest possible grade of safety for users and patients when processing and using the foils. **al dente** thermoforming foils are suited for all applications concerning thermoforming techniques: Occlusal-, bruxism-, stabilization-, drum- and mini-plast-splints, Clear Aligners, bleaching- and temporary applications, dressing plates, retainers, sports mouthguards and many more.



FOLIFLEX transpa ø 120 mm + 125 mm

■ Einsatzgebiet:

Zur Herstellung von Sportmundschutz, Bracketübertragungsschienen, Positionern, Modelldublierungen und sonstigen weichen Schienen.

■ Material:

EVA Ethyl-Vinyl-Acetat
Eine weiche, gummiartige Folie, die sich durch Wärme verschweißen lässt. Verbindet sich nicht mit Acrylat.

■ Application:

For the fabrication of sports mouthguards, bracket transfer splints, positioners, model duplications and other soft splints.

■ Material:

EVA ethyl-vinyl-acetate
A soft, pliable, elastic sheet which can be heat-welded. Cannot be bonded with acrylate.



Stärke | Thickness | ø 120 mm

1,0 mm	20 pcs	Art. Nr. 581-012-050
	100 pcs	Art. Nr. 581-012-128
1,5 mm	10 pcs	Art. Nr. 581-012-051
	50 pcs	Art. Nr. 581-012-129
2,0 mm	10 pcs	Art. Nr. 581-012-052
	50 pcs	Art. Nr. 581-012-130
3,0 mm	10 pcs	Art. Nr. 581-012-054
	50 pcs	Art. Nr. 581-012-131
4,0 mm	10 pcs	Art. Nr. 581-012-055
	50 pcs	Art. Nr. 581-012-132
5,0 mm	10 pcs	Art. Nr. 581-012-056
	50 pcs	Art. Nr. 581-012-133 NEW

Stärke | Thickness | ø 125 mm

1,0 mm	20 pcs	Art. Nr. 581-012-050-125RD
	100 pcs	Art. Nr. 581-012-128-125RD
1,5 mm	10 pcs	Art. Nr. 581-012-051-125RD
	50 pcs	Art. Nr. 581-012-129-125RD
2,0 mm	10 pcs	Art. Nr. 581-012-052-125RD
	50 pcs	Art. Nr. 581-012-130-125RD
3,0 mm	10 pcs	Art. Nr. 581-012-054-125RD
	50 pcs	Art. Nr. 581-012-131-125RD
4,0 mm	10 pcs	Art. Nr. 581-012-055-125RD
	50 pcs	Art. Nr. 581-012-132-125RD
5,0 mm	10 pcs	Art. Nr. 581-012-056-125RD
	50 pcs	Art. Nr. 581-012-133-125RD NEW

FOLIFLEX BLEACH transpa ø 120 mm + 125 mm

■ Einsatzgebiet:

Bleachingschienen, Fluoridierungsschienen, Medikamententräger

■ Material:

EVA Ethyl-Vinyl-Acetat
Eine weiche, gummiartige Folie, die sich durch Wärme verschweißen lässt. Verbindet sich nicht mit Acrylat.

■ Application:

Bleaching trays, fluoride trays, medication trays

■ Material:

EVA ethyl-vinyl-acetate
A soft, pliable, elastic sheet which can be heat-welded. Cannot be bonded with acrylate.



Stärke | Thickness | ø 120 mm

1,0 mm	20 pcs	Art. Nr. 581-012-053
	100 pcs	Art. Nr. 581-012-126

Stärke | Thickness | ø 125 mm

1,0 mm	20 pcs	Art. Nr. 581-012-053-125RD
	100 pcs	Art. Nr. 581-012-126-125RD

FOLIDUR N transpa ø 120 mm + 125 mm

■ Einsatzgebiet:

Aufbiss-, Knirscher-, Stabilisierung-, Drum- und Miniplastschienen, Verbandsplatten, Retainer, Clear Aligners

■ Material:

PETG Copolyester
Eine hartelastische Folie, die sehr zähhart ist und sich dennoch gut tiefziehen lässt. Verbindet sich mit Acrylat. Kein Vortrocknen notwendig.

■ Application:

Occlusal splints, bruxism splints, stabilization splints, drum splints, miniplast splints, dressing plates, retainers, Clear Aligners

■ Material:

PETG copolyester
Transparent hard-elastic foil, also impact-hard and well suitable for thermoforming. Bonds with acrylate. Pre-drying not necessary.



Stärke | Thickness | ø 120 mm

0,5 mm	20 pcs	Art. Nr. 581-012-048
	100 pcs	Art. Nr. 581-012-151
0,6 mm	20 pcs	Art. Nr. 581-012-045
	100 pcs	Art. Nr. 581-012-152
0,8 mm	20 pcs	Art. Nr. 581-012-049
	100 pcs	Art. Nr. 581-012-153
1,0 mm	20 pcs	Art. Nr. 581-012-300
	100 pcs	Art. Nr. 581-012-307
1,5 mm	10 pcs	Art. Nr. 581-012-301
	50 pcs	Art. Nr. 581-012-308
2,0 mm	10 pcs	Art. Nr. 581-012-302
	50 pcs	Art. Nr. 581-012-309
3,0 mm	10 pcs	Art. Nr. 581-012-303
	50 pcs	Art. Nr. 581-012-310
4,0 mm	10 pcs	Art. Nr. 581-012-304
	50 pcs	Art. Nr. 581-012-311
5,0 mm	10 pcs	Art. Nr. 581-012-305
	50 pcs	Art. Nr. 581-012-312



Stärke | Thickness | ø 125 mm

0,5 mm	20 pcs	Art. Nr. 581-012-048-125RD
	100 pcs	Art. Nr. 581-012-151-125RD
0,6 mm	20 pcs	Art. Nr. 581-012-045-125RD
	100 pcs	Art. Nr. 581-012-152-125RD
0,8 mm	20 pcs	Art. Nr. 581-012-049-125RD
	100 pcs	Art. Nr. 581-012-153-125RD
1,0 mm	20 pcs	Art. Nr. 581-012-300-125RD
	100 pcs	Art. Nr. 581-012-307-125RD
1,5 mm	10 pcs	Art. Nr. 581-012-301-125RD
	50 pcs	Art. Nr. 581-012-308-125RD
2,0 mm	10 pcs	Art. Nr. 581-012-302-125RD
	50 pcs	Art. Nr. 581-012-309-125RD
3,0 mm	10 pcs	Art. Nr. 581-012-303-125RD
	50 pcs	Art. Nr. 581-012-310-125RD
4,0 mm	10 pcs	Art. Nr. 581-012-304-125RD
	50 pcs	Art. Nr. 581-012-311-125RD



COMBILOC PLUS transpa ø 120 mm + 125 mm

DOPPELFOLIE HART | WEICH DOUBLE LAYER PLATE HARD | SOFT

■ Einsatzgebiet:

Komfortable Miniplast- und Aufbissschienen

■ Material:

Harte Seite: PET-G Polyethylenterephthalat

Weiche Seite: TPU Thermoplastisches Polyurethan

Hart/weiche Doppelschichtplatte. Harte Seite mit Acrylat aufbaubar. Angenehmes Tragen durch weiche flexible Seite.

■ Application:

Comfortable stabilization and occlusal splints.

■ Material:

Hard side: PET-G polyethylene terephthalate

Soft side: TPU thermoplastic polyurethane

Hard/soft double layer plate. Hard layer adjustable by using additional acrylics. Convenient for the patient due to the flexible layer.

Stärke | Thickness | ø 120 mm

2,0 mm (1,0 mm weich soft + 1,0 mm hart hard)	
10 pcs	Art. Nr. 581-012-093
50 pcs	Art. Nr. 581-012-174
3,0 mm (1,5 mm weich soft + 1,5 mm hart hard)	
10 pcs	Art. Nr. 581-012-095
50 pcs	Art. Nr. 581-012-176
4,0 mm (2,0 mm weich soft + 2,0 mm hart hard)	
10 pcs	Art. Nr. 581-012-177
50 pcs	Art. Nr. 581-012-178

NEW

CE



Stärke | Thickness | ø 125 mm

2,0 mm (1,0 mm weich soft + 1,0 mm hart hard)	
10 pcs	Art. Nr. 581-012-093-125RD
50 pcs	Art. Nr. 581-012-174-125RD
3,0 mm (1,5 mm weich soft + 1,5 mm hart hard)	
10 pcs	Art. Nr. 581-012-095-125RD
50 pcs	Art. Nr. 581-012-176-125RD
4,0 mm (2,0 mm weich soft + 2,0 mm hart hard)	
10 pcs	Art. Nr. 581-012-177-125RD
50 pcs	Art. Nr. 581-012-178-125RD

NEW

FOLILEN opak ø 120 mm + 125 mm

■ Einsatzgebiet:

Bleaching-Tray, Medikamententräger, Gussformteile, Matrizen für Provisorien, Transfer-Schiene, Zahnfleischverband

■ Material:

PE Polyethylen

Weiche, elastische Folie, rückstandslos verbrennbar. Verbindet sich nicht mit Acrylat.

■ Application:

Bleaching Tray, medication trays, moulded pieces, moulds for provisional solutions, transfer splints, gingival dressings

■ Material:

PE Polyethylen

Soft, elastic foil, burns without residues. Cannot be bonded with acrylate.

Stärke | Thickness | ø 120 mm

0,5 mm	20 pcs	Art. Nr. 581-012-016
	100 pcs	Art. Nr. 581-012-165
0,6 mm	20 pcs	Art. Nr. 581-012-017
	100 pcs	Art. Nr. 581-012-166
0,7 mm	20 pcs	Art. Nr. 581-012-018
	100 pcs	Art. Nr. 581-012-167
1,0 mm	20 pcs	Art. Nr. 581-012-019
	100 pcs	Art. Nr. 581-012-168
1,5 mm	10 pcs	Art. Nr. 581-012-059
	50 pcs	Art. Nr. 581-012-169

Stärke | Thickness | ø 125 mm

0,5 mm	20 pcs	Art. Nr. 581-012-016-125RD
	100 pcs	Art. Nr. 581-012-165-125RD
0,6 mm	20 pcs	Art. Nr. 581-012-017-125RD
	100 pcs	Art. Nr. 581-012-166-125RD
0,7 mm	20 pcs	Art. Nr. 581-012-018-125RD
	100 pcs	Art. Nr. 581-012-167-125RD
1,0 mm	20 pcs	Art. Nr. 581-012-019-125RD
	100 pcs	Art. Nr. 581-012-168-125RD
1,5 mm	10 pcs	Art. Nr. 581-012-059-125RD
	50 pcs	Art. Nr. 581-012-169-125RD

CE



SNAP ON ø 120 mm + 125 mm

■ Tiefziehfolie in zahnfarben.
Geeignet für Provisorien, zur
Stabilisierung und als einfache
kosmetische Schienen zum Auf-
stecken auf die eigene Zahn-
reihe. Die Folien sind in den
Farben A-1 und OM-1 erhältlich.

Material: PETG Copolyester

■ Thermoforming foil in tooth
color. Suitable for temporaries,
for stabilization and as simple
cosmetic splints for attaching
to the patient's own dentition.
The foils are available in shades
A-1 and OM-1.

Material: PETG Copolyester

NEW



Stärke | Thickness | ø 120 mm

Farbe A1 | Colour A1

0,6 mm	20 pcs	Art. Nr. 581-012-100
	100 pcs	Art. Nr. 581-012-112
1,0 mm	20 pcs	Art. Nr. 581-012-101
	100 pcs	Art. Nr. 581-012-113

Farbe OM-1 | Colour OM-1

0,6 mm	20 pcs	Art. Nr. 581-012-105
	100 pcs	Art. Nr. 581-012-116
1,0 mm	20 pcs	Art. Nr. 581-012-106
	100 pcs	Art. Nr. 581-012-117

Stärke | Thickness | ø 125 mm

Farbe A1 | Colour A1

0,6 mm	20 pcs	Art. Nr. 581-012-100-125RD
	100 pcs	Art. Nr. 581-012-112-125RD
1,0 mm	20 pcs	Art. Nr. 581-012-101-125RD
	100 pcs	Art. Nr. 581-012-113-125RD

Farbe OM-1 | Colour OM-1

0,6 mm	20 pcs	Art. Nr. 581-012-105-125RD
	100 pcs	Art. Nr. 581-012-116-125RD
1,0 mm	20 pcs	Art. Nr. 581-012-106-125RD
	100 pcs	Art. Nr. 581-012-117-125RD

GRANULATABDECKSCHABLONE GRANULES COVERING SHEET



NEW

■ OK und UK Schablonen in
je 2 verschiedenen Größen –
8 Stück, zum Abdecken des
Füllgranulats beim Tiefziehen.
Somit wird ein Anhaften des
Granulats an der Tiefziehfolie
verhindert.

■ Upper and lower jaw cover
sheets in 2 different sizes each
– 8 pcs, for covering the filling
granules during thermoforming.
This prevents the granules
from sticking to the thermoform-
ing sheet.

GRANULAT

4 x 2 St. OK/UK | 4 x 2 pcs upper + lower **Art. Nr. 581-004-035**

FÜLLGRANULAT V2A-Edelstahl

FILLING GRANULES V2A high-grade steel

■ Bleifreies Füllmittel zum Einbetten von Modellen. Für alle Tiefziehgeräte geeignet. Magnetisch.

■ Non-lead filling granules for embedding models. Suitable for all thermoforming units. Magnetic.

1 kg

Art. Nr. 581-004-028



GRANULAT

SCHLEIFSET | GRINDING SET



Schleifset | Grinding Set

1 pc Schleifkappenträger | grinding cap holder
4 pcs Schleifkappe – Korn 80 | grinding cap – grain 80
4 pcs Schleifkappe – Korn 150 | grinding cap – grain 150

Art. Nr. 581-004-038

NACHFÜLLPACKUNGEN | REFILL PACKS

SCHLEIFKAPPEN | GRINDING CAPS

20 pcs Schleifkappen – je 10 pcs Korn 80 und 10 pcs Korn 150
20 pcs grinding caps – 10 pcs grain 80 and 10 pcs grain 150

Art. Nr. 581-004-039

20 pcs Schleifkappen – Korn 80
20 pcs grinding caps – grain 80

Art. Nr. 581-004-040

20 pcs Schleifkappen – Korn 150
20 pcs grinding caps – grain 150

Art. Nr. 581-004-041

SCHLEIFKAPPENTRÄGER GRINDING CAP-HOLDER

2 pcs

Art. Nr. 582-002-002

POLIERSCHEIBEN | POLISHING DISCS

■ Zum Glätten und Egalisieren von Unebenheiten bei Tiefziehmaterialien.

■ For smoothing and polishing thermoforming materials.

10 pcs + 1 pc Mandrell | mandrel

Art. Nr. 581-004-042



TIEFZIEHTECHNIK ZUBEHÖR THERMOFORMING TECHNIQUE ACCESSORIES

AUSBLOCKWACHS für die Tiefziehtechnik BLOCKING OUT WAX for the thermoforming technique

■ Kann nach Anwendung einfach mit kochendem Wasser entfernt werden.

■ The wax can be easily removed by using boiling water.



ca. 85°C/185°F

weiß | white 110 g

Art. Nr. 581-004-011



WACHSDRAHT TRANSPARENT WAX WIRE TRANSPARENT

NEW



■ Transparenter Wachsdraht zum Ausblocken und Abdecken bei KFO Arbeiten. Kann rückstandslos abgebrüht werden. Verfärbt das Modell nicht.

■ Transparent wax wire for blocking out and covering during orthodontic work. Can be scalded off without leaving any residue. Does not discolor the model.

3,5 mm | 250 g Art. Nr. 02-2030TR

4,0 mm | 250 g Art. Nr. 02-2040TR


AUSBLOCK-KITT BLOCKING OUT COMPOUND

■ Dauerelastische Modelliermasse zum Ausblocken von Hinterschnidungen vor dem Tiefziehen.

■ A permanently flexible block-out material for covering undercuts prior to thermoforming.

200 g

Art. Nr. 581-004-013



FOLIENSCHERE gerade oder gebogen SCISSORS FOR FOILS straight or bent

■ Geeignet zum Schneiden von weichen Folienmaterialien und harten Folien bis zu einer Stärke von ca. 1 mm.

■ Suitable for cutting soft and hard foils up to a thickness of 1 mm.



gerade | straight
gebogen | bent

Art. Nr. 581-004-036
Art. Nr. 581-004-037

ZUBEHÖR

Preisliste Tiefziehtechnik

REF	Artikel	Gebinde	Preis
Tiefziehgeräte			
581-003-006	DUNAFORM PLUS Druckformgerät	1 Stück	2.109,40 €
581-003-009	DUNATRONIC Vakuumtiefziehgerät	1 Stück	1.560,90 €
Foliflex			
581-012-050	FOLIFLEX, Ø 120 mm x 1,0 mm	20 Stück	29,40 €
581-012-128	FOLIFLEX, Ø 120 mm x 1,0 mm	100 Stück	121,40 €
581-012-051	FOLIFLEX, Ø 120 mm x 1,5 mm	10 Stück	20,20 €
581-012-129	FOLIFLEX, Ø 120 mm x 1,5 mm	50 Stück	80,50 €
581-012-052	FOLIFLEX, Ø 120 mm x 2,0 mm	10 Stück	28,00 €
581-012-130	FOLIFLEX, Ø 120 mm x 2,0 mm	50 Stück	111,00 €
581-012-054	FOLIFLEX, Ø 120 mm x 3,0 mm	10 Stück	35,60 €
581-012-131	FOLIFLEX, Ø 120 mm x 3,0 mm	50 Stück	141,30 €
581-012-055	FOLIFLEX, Ø 120 mm x 4,0 mm	10 Stück	42,70 €
581-012-132	FOLIFLEX, Ø 120 mm x 4,0 mm	50 Stück	169,60 €
581-012-056	FOLIFLEX, Ø 120 mm x 5,0 mm	10 Stück	48,50 €
581-012-133	FOLIFLEX, Ø 120 mm x 5,0 mm	50 Stück	215,00 €
Foliflex Ø 125 mm			
581-012-050-125RD	FOLIFLEX, Ø 125 mm x 1,0 mm	20 Stück	29,40 €
581-012-128-125RD	FOLIFLEX, Ø 125 mm x 1,0 mm	100 Stück	121,40 €
581-012-051-125RD	FOLIFLEX, Ø 125 mm x 1,5 mm	10 Stück	20,20 €
581-012-129-125RD	FOLIFLEX, Ø 125 mm x 1,5 mm	50 Stück	80,50 €
581-012-052-125RD	FOLIFLEX, Ø 125 mm x 2,0 mm	10 Stück	28,00 €
581-012-130-125RD	FOLIFLEX, Ø 125 mm x 2,0 mm	50 Stück	111,00 €
581-012-054-125RD	FOLIFLEX, Ø 125 mm x 3,0 mm	10 Stück	35,60 €
581-012-131-125RD	FOLIFLEX, Ø 125 mm x 3,0 mm	50 Stück	141,30 €
581-012-055-125RD	FOLIFLEX, Ø 125 mm x 4,0 mm	10 Stück	42,70 €
581-012-132-125RD	FOLIFLEX, Ø 125 mm x 4,0 mm	50 Stück	169,60 €
Foliflex bleach			
581-012-053	FOLIFLEX bleach, Ø 120 mm x 1,0 mm	20 Stück	29,40 €
581-012-126	FOLIFLEX bleach, Ø 120 mm x 1,0 mm	100 Stück	121,40 €
Foliflex bleach Ø 125 mm			
581-012-053-125RD	FOLIFLEX bleach, Ø 125 mm x 1,0 mm	20 Stück	29,40 €
581-012-126-125RD	FOLIFLEX bleach, Ø 125 mm x 1,0 mm	100 Stück	121,40 €
Folidur N			
581-012-048	FOLIDUR N, Ø 120 mm x 0,5 mm	20 Stück	21,00 €
581-012-151	FOLIDUR N, Ø 120 mm x 0,5 mm	100 Stück	83,30 €
581-012-045	FOLIDUR N, Ø 120 mm x 0,6 mm	20 Stück	24,40 €
581-012-152	FOLIDUR N, Ø 120 mm x 0,6 mm	100 Stück	94,70 €
581-012-049	FOLIDUR N, Ø 120 mm x 0,8 mm	20 Stück	33,10 €
581-012-153	FOLIDUR N, Ø 120 mm x 0,8 mm	100 Stück	122,50 €
581-012-300	FOLIDUR N, Ø 120 mm x 1,0 mm	20 Stück	37,90 €
581-012-307	FOLIDUR N, Ø 120 mm x 1,0 mm	100 Stück	151,10 €
581-012-301	FOLIDUR N, Ø 120 mm x 1,5 mm	10 Stück	26,00 €
581-012-308	FOLIDUR N, Ø 120 mm x 1,5 mm	50 Stück	103,30 €
581-012-302	FOLIDUR N, Ø 120 mm x 2,0 mm	10 Stück	33,10 €
581-012-309	FOLIDUR N, Ø 120 mm x 2,0 mm	50 Stück	132,50 €
581-012-303	FOLIDUR N, Ø 120 mm x 3,0 mm	10 Stück	47,60 €
581-012-310	FOLIDUR N, Ø 120 mm x 3,0 mm	50 Stück	189,10 €
581-012-304	FOLIDUR N, Ø 120 mm x 4,0 mm	10 Stück	57,10 €
581-012-311	FOLIDUR N, Ø 120 mm x 4,0 mm	50 Stück	226,80 €
581-012-305	FOLIDUR N, Ø 120 mm x 5,0 mm	10 Stück	93,10 €
581-012-312	FOLIDUR N, Ø 120 mm x 5,0 mm	50 Stück	295,00 €

Preisliste Tiefziehtechnik

REF	Artikel	Gebinde	Preis
Folidur N Ø 125 mm			
581-012-048-125RD	FOLIDUR N, Ø 125 mm x 0,5 mm	20 Stück	21,00 €
581-012-151-125RD	FOLIDUR N, Ø 125 mm x 0,5 mm	100 Stück	83,30 €
581-012-045-125RD	FOLIDUR N, Ø 125 mm x 0,6 mm	20 Stück	24,40 €
581-012-152-125RD	FOLIDUR N, Ø 125 mm x 0,6 mm	100 Stück	94,70 €
581-012-049-125RD	FOLIDUR N, Ø 125 mm x 0,8 mm	20 Stück	33,10 €
581-012-153-125RD	FOLIDUR N, Ø 125 mm x 0,8 mm	100 Stück	122,50 €
581-012-300-125RD	FOLIDUR N, Ø 125 mm x 1,0 mm	20 Stück	37,90 €
581-012-307-125RD	FOLIDUR N, Ø 125 mm x 1,0 mm	100 Stück	151,10 €
581-012-301-125RD	FOLIDUR N, Ø 125 mm x 1,5 mm	10 Stück	26,00 €
581-012-308-125RD	FOLIDUR N, Ø 125 mm x 1,5 mm	50 Stück	103,30 €
581-012-302-125RD	FOLIDUR N, Ø 125 mm x 2,0 mm	10 Stück	33,10 €
581-012-309-125RD	FOLIDUR N, Ø 125 mm x 2,0 mm	50 Stück	132,50 €
581-012-303-125RD	FOLIDUR N, Ø 125 mm x 3,0 mm	10 Stück	47,60 €
581-012-310-125RD	FOLIDUR N, Ø 125 mm x 3,0 mm	50 Stück	189,10 €
581-012-304-125RD	FOLIDUR N, Ø 125 mm x 4,0 mm	10 Stück	57,10 €
581-012-311-125RD	FOLIDUR N, Ø 125 mm x 4,0 mm	50 Stück	226,80 €
581-012-305-125RD	FOLIDUR N, Ø 125 mm x 5,0 mm	10 Stück	93,10 €
581-012-312-125RD	FOLIDUR N, Ø 125 mm x 5,0 mm	50 Stück	295,00 €
CombiLoc Plus			
581-012-091	COMBILOC Plus, Ø 120 mm x 1,0 mm	20 Stück	76,00 €
581-012-172	COMBILOC Plus, Ø 120 mm x 1,0 mm	100 Stück	298,00 €
581-012-093	COMBILOC Plus, Ø 120 mm x 2,0 mm	10 Stück	42,00 €
581-012-174	COMBILOC Plus, Ø 120 mm x 2,0 mm	50 Stück	168,00 €
581-012-095	COMBILOC Plus, Ø 120 mm x 3,0 mm	10 Stück	49,00 €
581-012-176	COMBILOC Plus, Ø 120 mm x 3,0 mm	50 Stück	200,20 €
581-012-177	COMBILOC Plus, Ø 120 mm x 4,0 mm	10 Stück	58,70 €
581-012-178	COMBILOC Plus, Ø 120 mm x 4,0 mm	50 Stück	239,60 €
581-012-180	COMBILOC Plus, Ø 120 mm x 5,0 mm	10 Stück	74,00 €
581-012-185	COMBILOC Plus, Ø 120 mm x 5,0 mm	50 Stück	294,00 €
CombiLoc Plus Ø 125 mm			
581-012-091-125RD	COMBILOC Plus, Ø 125 mm x 1,0 mm	20 Stück	76,00 €
581-012-172-125RD	COMBILOC Plus, Ø 125 mm x 1,0 mm	100 Stück	298,00 €
581-012-093-125RD	COMBILOC Plus, Ø 125 mm x 2,0 mm	10 Stück	42,00 €
581-012-174-125RD	COMBILOC Plus, Ø 125 mm x 2,0 mm	50 Stück	168,00 €
581-012-095-125RD	COMBILOC Plus, Ø 125 mm x 3,0 mm	10 Stück	49,00 €
581-012-176-125RD	COMBILOC Plus, Ø 125 mm x 3,0 mm	50 Stück	200,20 €
581-012-177-125RD	COMBILOC Plus, Ø 125 mm x 4,0 mm	10 Stück	58,70 €
581-012-178-125RD	COMBILOC Plus, Ø 125 mm x 4,0 mm	50 Stück	239,60 €
581-012-180-125RD	COMBILOC Plus, Ø 125 mm x 5,0 mm	10 Stück	74,00 €
581-012-185-125RD	COMBILOC Plus, Ø 125 mm x 5,0 mm	50 Stück	294,00 €
Folilen			
581-012-016	FOLILEN, opak, Ø 120 mm x 0,5 mm	20 Stück	12,20 €
581-012-165	FOLILEN, opak, Ø 120 mm x 0,5 mm	100 Stück	48,40 €
581-012-017	FOLILEN, opak, Ø 120 mm x 0,6 mm	20 Stück	15,00 €
581-012-166	FOLILEN, opak, Ø 120 mm x 0,6 mm	100 Stück	59,40 €
581-012-018	FOLILEN, opak, Ø 120 mm x 0,7 mm	20 Stück	17,00 €
581-012-167	FOLILEN, opak, Ø 120 mm x 0,7 mm	100 Stück	66,70 €
581-012-019	FOLILEN, opak, Ø 120 mm x 1,0 mm	20 Stück	22,00 €
581-012-168	FOLILEN, opak, Ø 120 mm x 1,0 mm	100 Stück	89,60 €
581-012-059	FOLILEN, opak, Ø 120 mm x 1,5 mm	10 Stück	15,00 €
581-012-169	FOLILEN, opak, Ø 120 mm x 1,5 mm	50 Stück	59,30 €
Folilen Ø 125 mm			
581-012-016-125RD	FOLILEN, opak, Ø 125 mm x 0,5 mm	20 Stück	12,20 €
581-012-165-125RD	FOLILEN, opak, Ø 125 mm x 0,5 mm	100 Stück	48,40 €
581-012-017-125RD	FOLILEN, opak, Ø 125 mm x 0,6 mm	20 Stück	15,00 €
581-012-166-125RD	FOLILEN, opak, Ø 125 mm x 0,6 mm	100 Stück	59,40 €
581-012-018-125RD	FOLILEN, opak, Ø 125 mm x 0,7 mm	20 Stück	17,00 €
581-012-167-125RD	FOLILEN, opak, Ø 125 mm x 0,7 mm	100 Stück	66,70 €
581-012-019-125RD	FOLILEN, opak, Ø 125 mm x 1,0 mm	20 Stück	22,00 €
581-012-168-125RD	FOLILEN, opak, Ø 125 mm x 1,0 mm	100 Stück	89,60 €
581-012-059-125RD	FOLILEN, opak, Ø 125 mm x 1,5 mm	10 Stück	15,00 €
581-012-169-125RD	FOLILEN, opak, Ø 125 mm x 1,5 mm	50 Stück	59,30 €

Preisliste Tiefziehtechnik

REF	Artikel	Gebinde	Preis
Snap On			
581-012-105	Snap On, Ø 120 mm OM-1, 0,6 mm	20 Stück	46,90 €
581-012-116	Snap On, Ø 120 mm OM-1, 0,6 mm	100 Stück	211,10 €
581-012-106	Snap On, Ø 120 mm OM-1, 1,0 mm	20 Stück	62,90 €
581-012-117	Snap On, Ø 120 mm OM-1, 1,0 mm	100 Stück	339,50 €
581-012-100	Snap On, Ø 120 mm A1, 0,6 mm	20 Stück	46,90 €
581-012-112	Snap On, Ø 120 mm A1, 0,6 mm	100 Stück	211,10 €
581-012-101	Snap On, Ø 120 mm A1, 1,0 mm	20 Stück	62,90 €
581-012-113	Snap On, Ø 120 mm A1, 1,0 mm	100 Stück	339,50 €
581-012-200	Snap On, Ø 120 mm A2, 0,6 mm	20 Stück	46,90 €
581-012-210	Snap On, Ø 120 mm A2, 0,6 mm	100 Stück	211,10 €
581-012-201	Snap On, Ø 120 mm A2, 1,0 mm	20 Stück	62,90 €
581-012-211	Snap On, Ø 120 mm A2, 1,0 mm	100 Stück	339,50 €
581-012-205	Snap On, Ø 120 mm A3, 0,6 mm	20 Stück	46,90 €
581-012-215	Snap On, Ø 120 mm A3, 0,6 mm	100 Stück	211,10 €
581-012-206	Snap On, Ø 120 mm A3, 1,0 mm	20 Stück	62,90 €
581-012-216	Snap On, Ø 120 mm A3, 1,0 mm	100 Stück	339,50 €
Snap On Ø 125 mm			
581-012-105-125RD	Snap On, Ø 125 mm OM-1, 0,6 mm	20 Stück	46,90 €
581-012-116-125RD	Snap On, Ø 125 mm OM-1, 0,6 mm	100 Stück	211,10 €
581-012-106-125RD	Snap On, Ø 125 mm OM-1, 1,0 mm	20 Stück	62,90 €
581-012-117-125RD	Snap On, Ø 125 mm OM-1, 1,0 mm	100 Stück	339,50 €
581-012-100-125RD	Snap On, Ø 125 mm A1, 0,6 mm	20 Stück	46,90 €
581-012-112-125RD	Snap On, Ø 125 mm A1, 0,6 mm	100 Stück	211,10 €
581-012-101-125RD	Snap On, Ø 125 mm A1, 1,0 mm	20 Stück	62,90 €
581-012-113-125RD	Snap On, Ø 125 mm A1, 1,0 mm	100 Stück	339,50 €
581-012-200-125RD	Snap On, Ø 125 mm A2, 0,6 mm	20 Stück	46,90 €
581-012-210-125RD	Snap On, Ø 125 mm A2, 0,6 mm	100 Stück	211,10 €
581-012-201-125RD	Snap On, Ø 125 mm A2, 1,0 mm	20 Stück	62,90 €
581-012-211-125RD	Snap On, Ø 125 mm A2, 1,0 mm	100 Stück	339,50 €
581-012-205-125RD	Snap On, Ø 125 mm A3, 0,6 mm	20 Stück	46,90 €
581-012-215-125RD	Snap On, Ø 125 mm A3, 0,6 mm	100 Stück	211,10 €
581-012-206-125RD	Snap On, Ø 125 mm A3, 1,0 mm	20 Stück	62,90 €
581-012-216-125RD	Snap On, Ø 125 mm A3, 1,0 mm	100 Stück	339,50 €
Folidur Align			
581-012-250	Folidur-Align, Ø 120 mm x 0,6 mm	20 Stück	29,00 €
581-012-255	Folidur-Align, Ø 120 mm x 0,6 mm	100 Stück	135,00 €
581-012-260	Folidur-Align, Ø 120 mm x 0,8 mm	20 Stück	36,50 €
581-012-265	Folidur-Align, Ø 120 mm x 0,8 mm	100 Stück	164,50 €
581-012-270	Folidur-Align, Ø 120 mm x 1,0 mm	20 Stück	39,60 €
581-012-275	Folidur-Align, Ø 120 mm x 1,0 mm	100 Stück	178,50 €
Folidur Align Ø 125 mm			
581-012-220	Folidur-Align, Ø 125 mm x 0,6 mm	20 Stück	29,00 €
581-012-225	Folidur-Align, Ø 125 mm x 0,6 mm	100 Stück	135,00 €
581-012-230	Folidur-Align, Ø 125 mm x 0,8 mm	20 Stück	36,50 €
581-012-235	Folidur-Align, Ø 125 mm x 0,8 mm	100 Stück	164,50 €
581-012-240	Folidur-Align, Ø 125 mm x 1,0 mm	20 Stück	39,60 €
581-012-245	Folidur-Align, Ø 125 mm x 1,0 mm	100 Stück	178,50 €
Zubehör Tiefziehfolie			
581-004-011	Ausblockwachs für Tiefziehtechnik, weiß	110 g	24,20 €
581-004-013	Ausblock-Kit	200 g	11,20 €
581-004-028	Füllgranulat, Edelstahl, gerundet	1 kg	35,80 €
581-004-036	Folienschere, gerade	1 Stück	10,50 €
581-004-037	Folienschere, gebogen	1 Stück	10,50 €
581-004-038	Schleif-Set (1xSchleifkappenträger + 4xKorn 80 + 4xKorn 150)	1 Stück	27,50 €
581-004-039	Schleifkappen, 10 x Korn 80 + 10 x Korn 150	20 Stück	34,20 €
581-004-040	Schleifkappen, 20 x Korn 80	20 Stück	34,20 €
581-004-041	Schleifkappen, 20 x Korn 150	20 Stück	34,20 €
581-004-042	Polierscheiben, 10 St.+1 x Mandrell	Set	27,30 €
582-002-002	Schleifkappenträger	2 St.	28,20 €
02-2030TR	Wachsdraht auf Rolle, transparent Ø 3,5 mm, 250 g	Stück	13,50 €
02-2040TR	Wachsdraht auf Rolle, transparent Ø 4,0 mm, 250 g	Stück	13,50 €