

# **PICODENT ECO-LINE**

## **SCHON GETESTET?**

Das neue Sortiment der picodent<sup>®</sup> **eco-line** hat viel zu bieten – Dubliersilikone in vier herausragenden Qualitäten. Da ist für jeden das Richtige dabei!

Finden Sie es heraus: Testen Sie jetzt die Silikone zum besonders günstigen Preis und finden Ihren **eco-line** Favoriten!



# Lernen Sie jetzt die picodent<sup>®</sup> eco-line kennen!

picodent<sup>®</sup> ist immer bemüht seine Produkte in enger Zusammenarbeit mit der Zahntechnik weiterzuentwickeln und dadurch zu optimieren. Auf diesem Weg haben wir das neue Produktsortiment der **eco-line** aufgebaut.

Vier Additionsvernetzende Dubliersilicone in den Qualitäten soft, classic, speed und extrahart bilden zusammen die **eco-line** – ein Sortiment, in dem jeder seinen Favoriten findet.

Lernen Sie die picodent<sup>®</sup> **eco-line** kennen und freuen Sie sich auf hervorragende technische Eigenschaften zu einem besonders günstigen Preis!

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Wir beraten Sie gerne.  
Rufen Sie uns an – wir freuen uns auf Ihren Kontakt!

**TELEFON**  
+49 2267 6580 0

**FAX**  
+49 2267 6580 30

**EMAIL**  
picodent@picodent.de

**ONLINESHOP**  
www.picodent.de

## eco-sil soft

Additionsvernetzendes Dubliersilikon 1:1



### IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- ✓ Weich und elastisch
- ✓ Sehr dünnfließend
- ✓ Für Modelle mit dünnen, unterschrittenen Stümpfen

Shorehärte: 18 / Verarbeitungszeit: 5 Minuten  
Entformbar: nach 30 Min. / Ausgehärtete Farbe: Grün

### Erhältlich in den Einheiten:

2 x 1 kg Flasche je Komponente A und B (2 kg)  
2 x 5 kg Kanister je Komponente A und B (10 kg)

## eco-sil

Additionsvernetzendes Dubliersilikon 1:1



### IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- ✓ Sehr dünnfließend
- ✓ Hohe Reißfestigkeit
- ✓ Extrem zeichnungsscharf durch die Farbe Flieder
- ✓ Für alle Dublierungen geeignet

Shorehärte: 22 / Verarbeitungszeit: 6-7 Minuten  
Entformbar: nach 25 Min. / Ausgehärtete Farbe: Flieder

### Erhältlich in den Einheiten:

2 x 1 kg Flasche je Komponente A und B (2 kg)  
2 x 5 kg Kanister je Komponente A und B (10 kg)

## eco-sil speed

Additionsvernetzendes Dubliersilikon 1:1



### IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- ✓ Ermöglicht sehr schnelles Arbeiten
- ✓ Bereits nach 12 Min. entformbar
- ✓ Sehr dünnfließend
- ✓ Hohe Reißfestigkeit
- ✓ Extrem zeichnungsscharf durch die Farbe Flieder
- ✓ Für alle Dublierungen geeignet

Shorehärte: 22 / Verarbeitungszeit: 3-4 Minuten  
Entformbar: nach 12 Min. / Ausgehärtete Farbe: Flieder

### Erhältlich in den Einheiten:

2 x 1 kg Flasche je Komponente A und B (2 kg)  
2 x 5 kg Kanister je Komponente A und B (10 kg)

## eco-sil extrahart

Additionsvernetzendes Dubliersilikon 1:1



### IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- ✓ Hohe Shorehärte
- ✓ Gut „lesbar“
- ✓ Sehr dünnfließend
- ✓ Hohe Reißfestigkeit

Shorehärte: 32 / Verarbeitungszeit: 5-6 Minuten  
Entformbar: nach 30 Min. / Ausgehärtete Farbe: Grün

### Erhältlich in den Einheiten:

2 x 1 kg Flasche je Komponente A und B (2 kg)  
2 x 5 kg Kanister je Komponente A und B (10 kg)

## Zwei, die zusammen gehören: eco-line & pico-twister

Der **pico-twister** ist ein Misch- und Dosiergerät für alle dünnfließenden 1:1 Dubliersilicone mit modernster Technik. Das Gerät fördert, dosiert und mischt die Silikone vollautomatisch und stellt per Knopfdruck exakt die gewünschten Materialmengen zur Verfügung. Schnellkupplungen erlauben den Anschluss aller originalen Verpackungseinheiten (2 x 1 kg und 2 x 5 kg) sowie die optional erhältlichen, klar-transparenten Materialreservoirs.



 **BESUCHEN SIE  
UNSEREN ONLINE-SHOP**

Auf [www.picodent.de](http://www.picodent.de) finden Sie alles über unsere **eco-line** und den **pico-twister**. Zusätzlich bekommen Sie hier immer aktuelle Informationen zu Produkten und Schulungen. Unser Online-Shop lässt das Herz des Zahn-technikers höher schlagen!

**picodent®**  
**Dental-Produktions- und Vertriebs-GmbH**  
Lüdenscheider Str. 24-26  
51688 Wipperfürth

 +49 2267 6580 0  
 +49 2267 6580 30  
 [picodent@picodent.de](mailto:picodent@picodent.de)  
 [www.picodent.de](http://www.picodent.de)  
 [www.picodent-digital.de](http://www.picodent-digital.de)  
 [www.facebook.com/picodent.gmbh](https://www.facebook.com/picodent.gmbh)

