

# Wir haben es Ihnen noch leichter gemacht!

Jetzt nicht nur leicht in der Verarbeitung,  
sondern auch leicht zu tragen!



Unseren Artikulationsgips  
**pico-arti new edition** gibt  
es jetzt im handlichen  
4,5 kg Klimabeutel  
mit praktischem  
Clip zum Wieder-  
verschließen.



**Jetzt testen!**

# Artikulationsgips pico-arti new edition

## Jetzt im handlichen 4,5 kg Klimabeutel

Wir haben die Verpackungseinheit für Sie optimiert, damit Sie es leichter haben! Ab sofort bieten wir pico-arti new edition im neuen 4,5 kg Klimabeutel an. Damit vereinfachen wir Ihnen nicht nur die Handhabung bei der Verarbeitung, sondern entlasten Sie auch beim Tragen durch den Einsatz der neuen 4,5 kg Einheit. So macht das Arbeiten mit unserem Artikulationsgips pico-arti new edition noch mehr Freude!

Überzeugen Sie sich von der besonders cremigen und feinen Konsistenz, die Ihnen optimale Bedingungen für das Einartikulieren bietet. Das macht Lust auf mehr!

pico-arti new edition überzeugt durch sehr geringe Expansion und schnelle Abbindezeit, die besten Voraussetzungen für passgenaue Ergebnisse.



### IHRE WEITEREN VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- ✓ Leichtere Handhabung
- ✓ Längere Haltbarkeit durch neue Verpackungseinheit
- ✓ Praktischer Frischeclip
- ✓ Cremig und fein
- ✓ Extrem niedrige Expansion
- ✓ Für exaktes Einartikulieren
- ✓ Sehr gute Haftkraft
- ✓ Optimale Standfestigkeit
- ✓ Schneeweiß

### Technische Daten

Verarbeitungszeit:	3 Min.
Härte nach 24 Std.:	ca. 60 MPa (N/mm <sup>2</sup> )
Expansion:	< 0,03 %
Farbe:	schneeweiß
Konsistenz:	sehr cremig und fein

**BESONDERS  
CREMIG**



Artikulationsgips  
**pico-arti new edition**

**4 x 4,5 kg  
KLIMABEUTEL**



1 Karton mit 4 Klimabeuteln  
à 4,5 kg **pico-arti new edition**

**FRACHTFREIE  
LIEFERUNG**



Wir freuen uns über Ihre Bestellung von **pico-arti new edition** und liefern diese Bestellung für Sie versandkostenfrei.

**BESUCHEN SIE  
UNSEREN  
ONLINE-SHOP**



Auf [www.picodent.de](http://www.picodent.de) finden Sie alles über **pico-arti new edition** und immer aktuelle Informationen zu Produkten und Schulungen. Unser Online-Shop lässt das Herz des Zahntechnikers höher schlagen!

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Wir beraten Sie gerne. Rufen Sie uns an – wir freuen uns auf Ihren Kontakt!

**picodent® Dental-Produktions- und Vertriebs-GmbH**

 Lüdenscheider Str. 24-26 | 51688 Wipperfurth  [picodent@picodent.de](mailto:picodent@picodent.de)  
 +49 2267 6580 0 |  +49 2267 6580 30  [www.picodent.de](http://www.picodent.de)  
 [www.facebook.com/picodent.gmbh](https://www.facebook.com/picodent.gmbh)  [www.picodent-digital.de](http://www.picodent-digital.de)



**TELEFON**  
**+49 2267 6580 0**

**EMAIL**  
**[picodent@picodent.de](mailto:picodent@picodent.de)**

**ONLINESHOP**  
**[www.picodent.de](http://www.picodent.de)**