

# picodent® Strahl- & Poliermittel Leicht in der Handhabung – perfekt für Ihr Labor

- CLEVER VERPACKT
- LEICHTES HANDLING
- FEINSTE OBERFLÄCHEN
- GÜNSTIGE PREISE
- JETZT AUSPROBIEREN!



**Jetzt testen und  
Aktionsvorteile nutzen!**

Aktionszeitraum: 02.10. bis 31.12.2023

# Strahl- und Poliermittel – perfekt für Ihr Labor!



## pico-strahlresin

Speziell zum Polieren von Kunststoffprothesen  
Mit pico-strahlresin wird die gleiche Poliertechnik angewendet wie beim Arbeiten mit Bimssteinpulver

- ✓ einzigartige kristalline Struktur
- ✓ schonend, aber enorm abrasiv
- ✓ glättend und höhere Standzeit (30%)
- ✓ bakterienhemmend und geruchsneutral

<b>2 kg</b> pico-strahlresin	Aktionspreis <b>20,90 €</b>	<b>10 kg</b> pico-strahlresin	Aktionspreis <b>79,20 €</b>
<b>4 x 2 kg (8 kg)</b> pico-strahlresin	Aktionspreis <b>75,20 €</b>		

## pico-edelkorund

Feinstrahlmittel für Modellguss und  
Aufbrennlegierungen, reinweiß

- ✓ mind. 99,8 % Aluminiumoxid
- ✓ eisen- und quarzfrei
- ✓ hohe Härte, bleibt scharfkantig (trägt Einbettmasse schnell ab)
- ✓ gesundheitlich ungefährlich (keine Silikosegefahr)
- ✓ 50 µ, 110 µ und 250 µ

<b>5 kg</b> pico-edelkorund	Aktionspreis <b>27,10 €</b>	<b>4 x 5 kg (20 kg)</b> pico-edelkorund	Aktionspreis <b>81,20 €</b>
--------------------------------	--------------------------------	--	--------------------------------

## pico-glanzstrahlperlen

Zum Reinigen und Glätten von  
Edelmetalllegierungen

- ✓ Siliziumoxid, superfein
- ✓ erzeugt gleichmäßigen Seidenglanz
- ✓ schonend bei empfindlichen Oberflächen
- ✓ verdichtet Metalloberflächen
- ✓ 50 µ und 125 µ

<b>5 kg</b> pico-glanzstrahlperlen	Aktionspreis <b>21,30 €</b>	<b>4 x 5 kg (20 kg)</b> pico-glanzstrahlperlen	Aktionspreis <b>56,70 €</b>
---------------------------------------	--------------------------------	---	--------------------------------

## pico-bimssteinpulver

Zum Polieren und Bearbeiten von  
Kunststoffprothesen

- ✓ quarz- und keimfrei
- ✓ hautfreundlich, geruchsneutral
- ✓ gesundheitlich ungefährlich (keine Silikosegefahr)
- ✓ fein, mittel, grob

<b>5 kg</b> pico-bimssteinpulver	Aktionspreis <b>16,50 €</b>	<b>4 x 5 kg (20 kg)</b> pico-bimssteinpulver	Aktionspreis <b>44,80 €</b>
-------------------------------------	--------------------------------	---	--------------------------------

## pico-bimsclean

Gebrauchsfertige Anmischflüssigkeit für Bimssteinpulver und pico-strahlresin

- ✓ hohe bakterizide und fungizide Wirkung
- ✓ verhindert wirksam unangenehme Gerüche
- ✓ verzögert dauerhaft die Austrocknung des Poliermittels
- ✓ sehr gute Materialverträglichkeit

<b>1.000 ml Flasche</b> pico-bimsclean	Aktionspreis <b>9,80 €</b>	<b>5.000 ml Kanister</b> pico-bimsclean	Aktionspreis <b>37,30 €</b>
---	-------------------------------	--	--------------------------------

# Clever verpackt in praktischen Dosiertüten



1.

Einfach Dosiertüte an einer der oberen Ecken aufschneiden...



2.

...und Sie erhalten einen praktischen Ausgießer zum leichten Befüllen des Strahlmittel tanks Ihres Gerätes.



3.

Anschließend die Tüte mit Clipverschluss sicher verschließen. Die Dosiertüten sind innen PE-beschichtet. So bleibt Ihr Strahlmittel vor Feuchtigkeit und Verunreinigungen geschützt.



## Das haben Sie sich verdient! picodent® Sonderaktion ab einem Auftragswert von 120,-€

### DIE GEWÜRZBOX FÜR JEDEN ANLASS:

- 1 BBQ Steak Grinder | die Gewürzmühle für beste Steaks
- 1 Honey Mustard | handmade Honig-Senf mit Curry und Chilli Essenzen
- 1 Roasted Garlic Grinder | die praktische Knoblauch-Gewürzmühle

\*Bestellen Sie picodent® Strahl- und Poliermittel zum Aktionspreis und Sie erhalten ab einem Auftragswert von 120,- € eine leckere Gewürzbox dazu!

Aktion ist gültig vom 02. Oktober bis 31. Dezember 2023



**picodent®**  
**Dental-Produktions- und Vertriebs-GmbH**  
Lüdenscheider Str. 24-26  
51688 Wipperfürth

☎ +49 2267 6580 0

☎ +49 2267 6580 30

✉ [picodent@picodent.de](mailto:picodent@picodent.de)

🌐 [www.picodent.de](http://www.picodent.de)

🌐 [www.picodent-digital.de](http://www.picodent-digital.de)

