

Scantist 3D

Das Original – jetzt auch bei picodent[®]

Das Scanspray mit Verdunstungseffekt

- ✓ Verdunstendes, extraorales 3D Scan-Spray, 200 ml
- ✓ Keine Verunreinigung von Objekt und Umgebung
- ✓ Keine Nachreinigung nötig
- ✓ Frei von Titandioxid (TiO₂) und anderen Pigmenten
- ✓ Hohe Zeit- und Kostenersparnis



SHOP
www.picodent.de
TELEFON
+49 2267 6580 0
EMAIL
picodent@picodent.de



Anleitung:

1.



SCANTIST 3D
gleichmäßig aus einem
Abstand von 5 – 10 cm
auftragen.

2.



Objekt kurz trocknen
lassen und wie gewohnt
scannen.

3.



Kein Reinigungsauf-
wand – die Beschich-
tung verflüchtigt sich
selbstständig.



- Selbstständig verdunstende Beschichtung
- Pigmentfrei, kein Titandioxid
- Kein zeitaufwendiges Nachreinigen von Scanobjekten und Umgebung



- Feine und homogene Beschichtung
- Optisch exakte Erfassung des Objektes
- Keine Reflexionen und Spiegelungen
- Keine Beeinträchtigung der Feinheiten in Geometrie und Oberfläche
- Originalgetreue Visualisierung



- 100% scanbar – für perfekte Resultate
- Weiße, geschlossene Beschichtung
- Verbesserte optische Eigenschaften von Zahnmodellen, Gipsabdrücken, Präparationen, einzelnen Stümpfen und Abformungen
- Optimale optische Erfassung