



PICODENT ECO-LINE SCHON GETESTET?

Das neue Sortiment der picodent®
eco-line hat viel zu bieten –
Dubliersilikone in vier herausragenden
Qualitäten. Da ist für jeden das
Richtige dabei!

Finden Sie es heraus: Testen Sie jetzt die Silikone zum besonders günstigen Preis und finden Ihren **eco-line** Favoriten!

picodent®

Dental-Produktions- und Vertriebs-GmbH Lüdenscheider Str. 24-26 51688 Wipperfürth

\(+49 2267 6580 0

+49 2267 6580 30☑ picodent@picodent.de

www.picodent.de

www.facebook.com/picodent.gmbh





Rev.: 2021-08-2



vom 01. Oktober bis 31. Dezember 2021

Lernen Sie jetzt die picodent® eco-line kennen!

picodent® ist immer bemüht seine Produkte in enger Zusammenarbeit mit der Zahntechnik weiterzuentwickeln und dadurch zu optimieren. Auf diesem Weg haben wir das neue Produktsortiment der eco-line aufgebaut.

Vier Additionsvernetzende Dubliersilikone in den Qualitäten soft. classic, speed und extrahart bilden zusammen die eco-line – ein Sortiment, in dem jeder seinen Favoriten findet.

Lernen Sie die picodent® eco-line kennen und freuen Sie sich auf hervorragende technische Eigenschaften zu einem besonders günstigen Preis!

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Wir beraten Sie gerne.

Rufen Sie uns an – wir freuen uns auf Ihren Kontakt!

TELEFON +49 2267 6580 0 FAX

+49 2267 6580 30

picodent@picodent.de

ONLINESHOP www.picodent.de

eco-sil soft

Additionsvernetzendes Dubliersilikon 1:1



IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- Weich und elastisch
- Sehr dünnfließend
- Für Modelle mit dünnen, unterschnittenen Stümpfen

Shorehärte: 18 / Verarbeitungszeit: 5 Minuten Entformbar: nach 30 Min. / Ausgehärtete Farbe: Grün

Erhältlich in den Einheiten:

2 x 1 kg Flasche je Komponente A und B (2 kg) 2 x 5 kg Kanister je Komponente A und B (10 kg)

Kanister eco-sil soft (2 x 5 kg je A + B)

226.-€

2 x 1 kg Flasche eco-sil soft (je Komponente A + B): 53,50 €

eco-sil

Additionsvernetzendes Dubliersilikon 1:1



IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- ✓ Sehr dünnfließend
- ✓ Hohe Reißfestigkeit
- Extrem zeichnungsscharf durch die Farbe Flieder
- ✓ Für alle Dublierungen geeignet

Shorehärte: 22 / Verarbeitungszeit: 6-7 Minuten Entformbar: nach 25 Min. / Ausgehärtete Farbe: Flieder

Erhältlich in den Einheiten:

2 x 1 kg Flasche je Komponente A und B (2 kg) 2 x 5 kg Kanister je Komponente A und B (10 kg)

10 kg Kanister eco-sil (2 x 5 kg je A + B)

226.-€

2 x 1 kg Flasche eco-sil (je Komponente A + B): 53,50 €

eco-sil speed

Additionsvernetzendes Dubliersilikon 1:1



IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- Ermöglicht sehr schnelles Arbeiten
- ✓ Bereits nach 12 Min. entformbar
- ✓ Sehr dünnfließend
- ✓ Hohe Reißfestigkeit
- ✓ Extrem zeichnungsscharf durch die Farbe Flieder
- ✓ Für alle Dublierungen geeignet

Shorehärte: 22 / Verarbeitungszeit: 3-4 Minuten Entformbar: nach 12 Min. / Ausgehärtete Farbe: Flieder

Erhältlich in den Einheiten:

2 x 1 kg Flasche je Komponente A und B (2 kg) 2 x 5 kg Kanister je Komponente A und B (10 kg)

10 kg Kanister eco-sil speed (2 x 5 kg je A + B)

226,-€

2 x 1 kg Flasche eco-sil speed (je Komponente A + B): 53,50 €

eco-sil extrahart

Additionsvernetzendes Dubliersilikon 1:1



IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- ✓ Hohe Shorehärte
- Gut "lesbar"
- Sehr dünnfließend
- ✓ Hohe Reißfestigkeit

Shorehärte: 32 / Verarbeitungszeit: 5-6 Minuten Entformbar: nach 30 Min. / Ausgehärtete Farbe: Grün

Erhältlich in den Einheiten:

2 x 1 kg Flasche je Komponente A und B (2 kg)

2 x 5 kg Kanister je Komponente A und B (10 kg)

10 kg Kanister eco-sil extrahart (2 x 5 kg je A + B)

226.-€

2 x 1 kg Flasche eco-sil extrahart (je Komponente A + B): 53,50 €

Zwei, die zusammen gehören: eco-line & pico-twister

Der pico-twister ist ein Misch- und Dosiergerät für alle dünnfließenden 1:1 Dubliersilikone mit modernster Technik. Das Gerät fördert, dosiert und mischt die Silikone vollautomatisch und stellt per Knopfdruck exakt die gewünschten Materialmengen zur Verfügung. Schnellkupplungen erlauben den Anschluss aller originalen Verpackungseinheiten (2 x 1 kg und 2 x 5 kg) sowie die optional erhältlichen, klar-transparenten Materialreservoirs.



pico-twister Komplett inkl. 2 Flaschenadapter für 1 kg Flaschen (eco-sil) 100 Mischkanülen

1.690,-€

Weitere mögliche Varianten und Zubehör inkl. Materialreservoir (2x): 1.890,- € oder inkl. Verbindungsschläuche (2x) und Auflagegestell (1x) für 5 kg Kanister: 1.850,- €