



ENTSCHEIDEN SIE SICH FÜR NEUE FLEXIBILITÄT

Der neue Zahnkranzgips Implantat-rock[®] von picodent[®] bietet Ihnen maximale Flexibilität in der Verarbeitung!

Sie bestimmen das Mischungsverhältnis und er passt sich ganz flexibel der jeweiligen Anforderung an.



Entscheiden Sie sich jetzt für Implantat-rock[®]! Er wird Sie überzeugen!

Implantat-rock[®]



picodent[®] Dental-Produktions- und Vertriebs-GmbH

Lüdenscheider Str. 24-26
51688 Wipperfürth

 +49 2267 6580 0
 +49 2267 6580 30

 picodent@picodent.de
 www.picodent.de

Neue Flexibilität mit Implantat-rock®

Moderne Rohstoffe und die besonders feine Pulverstruktur von Implantat-rock® bieten Ihnen optimale Bedingungen in der Verarbeitung.

Entscheiden Sie ganz nach Ihren Wünschen über das Mischungsverhältnis! Sie haben die Möglichkeit variabel 19–20 ml destilliertes Wasser auf 100 g Pulver – und je nach Anforderung zusätzlich mit +/- 1 ml zu dosieren! Somit erhalten Sie eine Fließfähig- oder Standfestigkeit ganz nach Ihren Vorstellungen.

Testen Sie jetzt den neuen Zahnkranzgips Implantat-rock® und überzeugen Sie sich von seiner faszinierenden Flexibilität!

WEITERE VORTEILE FÜR SIE:

- ✓ Für alle Modellsysteme bestens geeignet
- ✓ Schnelle und hohe Endhärte
- ✓ Super fein und cremig
- ✓ Frische moderne Farben
- ✓ Niedrige Expansion
- ✓ Brillante Oberfläche



Technische Daten

Anmischverhältnis auf 100 g Pulver:	19 – 20 ml (+/- 1 ml)
Verarbeitungszeit:	ca. 7 Min.
Rührzeit unter Vakuum:	40 Sek.
Entformbar nach:	ca. 35 Min.
Härte nach 24 Std.:	ca. 300 MPa (N/mm ²)
Druckfestigkeit nach 24 Std.:	ca. 70 MPa (N/mm ²)
Expansion nach 2 Std.:	< 0,08 %

BESTELLEN SIE JETZT ZUM SONDERPREIS

5 KG KLIMABEUTEL



1 Klimabeutel á 5 kg
Implantat-rock® Pulver

34,80 EUR

20 KG KARTON



4 Klimabeutel á 5 kg
Implantat-rock® Pulver

117,- EUR

FARBAUSWAHL



gold-gelb

gold-braun



elfenbein

grau

FRACHTFREIE LIEFERUNG



Wir freuen uns über Ihre Bestellung von Implantat-rock® und liefern für Sie ab einer Bestellmenge von 20 kg versandkostenfrei.

Entdecken Sie jetzt Implantat-rock®, den neuen Zahnkranzgips mit faszinierender Flexibilität.

Wir freuen uns auf Ihren Kontakt. Gerne berät Sie auch unser Außendienst persönlich vor Ort. Vereinbaren Sie jetzt einen Termin oder bestellen Sie direkt per Telefon, Fax oder in unserem Onlineshop.

TELEFON
+49 2267 6580 0

FAX
+49 2267 6580 30

ONLINESHOP
www.picodent.de

picodent® Dental-Produktions- und Vertriebs-GmbH

Lüdenscheider Str. 24-26
51688 Wipperfürth

+49 2267 6580 0
+49 2267 6580 30

picodent@picodent.de
www.picodent.de

