

# picosept rapid direkt startklar

Beschleunigen Sie Ihren Workflow mit der neuen Abformdesinfektion **picosept rapid** von picodent®. Sie ist sofort gebrauchsfertig und gewinnt durch ihre kurzen Einwirkzeiten.

Das breite Wirkungsspektrum und seine exzellente Materialverträglichkeit machen **picosept rapid** perfekt für alle gängigen Abformmaterialien.

## picosept rapid – gebrauchsfertige Abformdesinfektion von picodent®

Mit picosept rapid erhalten Sie eine hervorragende, gebrauchsfertige Desinfektionslösung, die mit einem breitem Wirkungsspektrum, sehr guter Materialverträglichkeit und hoher Ergiebigkeit glänzen kann.

Darüber hinaus ist picosept rapid aufgrund der kurzen Einwirkzeiten ausgezeichnet für wasserhaltige Abformmaterialien wie Alginate und Hydrokolloide geeignet.

**Wirkungsspektrum:** Bakterizid (inkl. MRSA) nach, EN 13727, EN 14561, VAH; levurozid (Candida albicans) nach EN 13624, EN 14562, VAH; tuberkulozid (M. terrae) im DGHM-Suspensionstest; "begrenzt viruzid" (behüllten Viren wie z.B. HBV, HIV, HCV) nach DVV / RKI; und EN 17111.



### WEITERE VORTEILE FÜR SIE:

- ✓ Für alle Abformmaterialien geeignet
- ✓ Aldehydfrei mit großem Wirkungsspektrum
- ✓ Exzellente Materialverträglichkeit
- ✓ Sparsam im Verbrauch
- ✓ Gebrauchsfertige Lösung
- ✓ Dauerhaft günstig

5.000 ml  
picosept rapid **Aktionspreis 42,- €**



## Weitere Produkte aus unserem Desinfektions- und Hygiene Sortiment

### picoseptol NF Sprühdeseinfektion



### softaskin Handwaschlotion



### trixo® Handpflegelotion



### picodent® Wandspender








### picodent® Tauchwanne



**TELEFON**  
+49 2267 6580 0

**E-MAIL**  
[picodent@picodent.de](mailto:picodent@picodent.de)

**picodent® Dental-Produktions- und Vertriebs-GmbH**


 Lüdenscheider Str. 24-26 | 51688 Wipperfürth  [picodent@picodent.de](mailto:picodent@picodent.de)  
 +49 2267 6580 0 |  +49 2267 6580 30  [www.picodent.de](http://www.picodent.de)  
 [www.facebook.com/picodent.gmbh](https://www.facebook.com/picodent.gmbh)  [www.picodent-digital.de](http://www.picodent-digital.de)

**FAX**  
+49 2267 6580 30

**ONLINESHOP**  
[www.picodent.de](http://www.picodent.de)



### Sie benötigen mehr Informationen?

Alle Produkte aus unserem Desinfektions- und Hygiene Sortiment mit Verpackungseinheiten und Preisen finden Sie in unserem  **Onlineshop: [www.picodent.de](http://www.picodent.de)**

Hier erwartet Sie auch unser umfangreiches Sortiment aus innovativen Produkten rund um die Zahntechnik, sowie Angebote zu Schulungen und Veranstaltungen **im analogen und digitalen Bereich**. Wir beraten Sie gerne telefonisch, per E-Mail oder durch unseren Außendienst persönlich vor Ort. Wir freuen uns auf Ihren Kontakt!