

Tiefziehtechnik

Unsere Auswahl – Ihre Möglichkeiten



Katalog 2023





Tiefziehfolien

Anwendungsempfehlung	4
COMBILOC PLUS	5
FOLIDUR N	5
FOLIDUR ALIGN	6
FOLIFLEX	6
FOLIFLEX BLEACH	7
FOLILEN	7
SNAP ON	9





Zubehör

Füllgranulat	10
Granulatabdeckschablone	10
Ausblockwachs	11
Wachsdraht	11



picodent®

Alles was Sie brauchen

picodent® kooperiert mit aldente, einem der führenden Spezialisten in der Tiefziehtechnik. Profitieren Sie von der Verbindung höchster Qualitätsansprüche mit technischer Kompetenz.

Sämtliche Tiefziehfolien unseres Programms sind auf ihre Biokompatibilität geprüft.

Entsprechend den EG Richtlinien daher auch mit dem CE-Kennzeichen versehen.

Dies garantiert dem Anwender und den Patienten größtmögliche Sicherheit bei der

Verarbeitung und beim Gebrauch der Folien. al dente Tiefziehfolien eignen
sich für sämtliche Anwendungen der Tiefziehtechnik: insbesondere für

Aufbiss-, Knirscher-, Stabilisierungs-, Drum-, und Miniplastschienen.

Splints, Clear Aligners, Bleachinganwendungen, Provisorien,
Verbandplatten, Retainer, Sportmundschutz etc.

Wir sind für Sie da

Zögern Sie nicht uns anzusprechen. Ob mit Beratungen zu unseren Produkten, Technischem Support, Schulungen oder individuellen Angeboten für Ihr Unternehmen – mit unserem umfangreichen Dienstleistungs- und Servicekonzept helfen wir Ihnen gerne weiter.





Folgen Sie uns jetzt auf Socialmedia: https://www.facebook.com/picodent.gmbh https://www.instagram.com/picodent_de

TELEFON +49 2267 6580 0

EMAIL picodent.de

ONLINESHOP www.picodent.de



Zwei starke Marken – zwei starke Partner



Hervorragender Support mit persönlicher Beratung



Weiterbildung und Schulung für Ihre Mitarbeiter



Neue frische Ideen und innovative Produkte



Neuheiten immer zeitnah auf www.picodent.de





Anwendungsempfehlung

Einsatzgebiet	Folienart	Seite
Aligner	FOLIDUR N (0,5 mm) / FOLIDUR ALIGN (0,6 – 1,0 mm)	5/6
Aufbissschinen (halb-hart)	FOLIFLEX (3,0 / 4,0 mm)	
Aufbissschinen (hart)	FOLIDUR N (1,5 – 3,0 mm)	5
Aufbissschinen (weich/hart)	COMBILOC Plus (2,0 – 4,0 mm)	5
Bleachingschienen	FOLIFLEX bleach / FOLIFLEX (1,0/1,5 mm)	7
Brackettransferschienen	FOLIEN (1,0 mm)	
Bracketübertragungsschienen	FOLIFLEX (1,5/2,0 mm)	6
Dublierformen	FOLIFLEX (3,0/4,0 mm)	
Essix Retainer	FOLIDUR N (0,6/0,8 mm)	
Fluoridierungsschienen	FOLIFLEX (1,0/1,5 mm) / FOLIFLEX bleach	6/7
Gussformteile	FOLIDUR N (0,5 – 0,8 mm) / FOLIEN (0,5 – 1,0 mm)	5/7
Gusskäppchen	FOLIEN (0,5 – 0,7 mm)	
Gusskäppchen (hart)	FOLIDUR N (0,5/0,6 mm)	
Implantatschienen	FOLIDUR N (1,5 – 2,0 mm)	5
Knirscherschienen	FOLIDUR N (1,5 – 3,0 mm)	
Komfortable Knirscherschienen	COMBILOC Plus (2,0 – 4,0 mm)	
Kosmetische Schienen	SNAP ON FOLIE (0,6/1,0 mm)	
Medikamententräger	FOLIFLEX (1,0/1,5 mm) / FOLIFLEX bleach	6/7
Michiganschienen	FOLIDUR N (1,5 – 3,0 mm)	
Miniplastschienen (hart)	FOLIDUR N (1,0/1,5 mm)	
Miniplastschienen (weich/hart)	COMBILOC Plus (2,0 mm)	
Platzhalterfolie für flüssige Therapeutika	FOLIEN (0,6/0,7 mm)	
Platzhalterfolie für gelartige Therapeutika	FOLIEN (1,0 mm)	
Positionierer	FOLIFLEX (3,0/4,0 mm)	
Provisorien	FOLIDUR N (0,8 – 1,0 mm) / FOLIEN (1,0/1,5 mm)	5/7
Retainer	FOLIDUR N (0,8 – 2,0 mm) / COMBILOC Plus (2,0 mm)	
Retentionsschienen	FOLIDUR N (1,5 – 2,0 mm)	
Verbandplatten	FOLIDUR N (1,0 – 2,0 mm)	
Zahnfleischverband	FOLIEN (1,0 – 1,5 mm)	
Zahnfleischverband	FOLIEN (1,0 – 1,5 mm)	









Combiloc Plus

Zur Herstellung komfortabler Miniplast- und Aufbissschinen

Vorteile:

Farbe:

• Doppelschichtfolie mit hohem Tragekomfort (weich/hart)

transparent

- Im luftundurchlässigen Aluminiumbeutel verpackt
- Klar transparent mit Isolierfolie

Material:

Harte Seite: PET-G Polyethylenterephthalat Weiche Seite: TPU Thermoplastisches Polyurethan Hart/weiche Doppelschichtplatte. Harte Seite mit Acrylat aufbaubar. Angenehmes Tragen durch weiche flexible Seite.

Stärke	Menge	Art. Nr. ø 120 mm	Art. Nr. ø 125 mm
1,0 mm (0,5 mm weich + 0,5 mm hart)	20 Stück	581-012-091	581-012-091-125RD
1,0 min (0,5 min weich + 0,5 min hart)	100 Stück	581-012-172	581-012-172-125RD
2,0 mm (1,0 mm weich + 1,0 mm hart)	10 Stück	581-012-093	581-012-093-125RD
2,0 min (1,0 min weich + 1,0 min hart)	50 Stück	581-012-174	581-012-174-125RD
3,0 mm (1,5 mm weich + 1,5 mm hart)	10 Stück	581-012-095	581-012-095-125RD
3,0 min (1,5 min welch + 1,5 min hart)	50 Stück	581-012-176	581-012-176-125RD
4,0 mm (2,0 mm weich + 2,0 mm hart)	10 Stück	581-012-177	581-012-177-125RD
4,0 mm (2,0 mm welch + 2,0 mm nart)	50 Stück	581-012-178	581-012-178-125RD
5,0 mm (2,5 mm weich + 2,5 mm hart)	10 Stück	581-012-180	581-012-180-125RD
5,0 min (2,5 min welch + 2,5 min nart)	50 Stück	581-012-185	581-012-185-125RD

Folidur N

Zur Herstellung von Aufbiss-, Knirscher-, Stabilisierungs-, Drum- und Miniplastschienen, Verbandsplatten, Retainer und Clear Aligners.

Vorteile:

Farbe:

Hartelastisch

transparent

- Lässt sich gut tiefziehen
- Kein Vortrocknen notwendig

Material

PETG Copolyester Eine hartelastische Folie, die sehr zähhart ist und sich dennoch gut tiefziehen lässt. Verbindet sich mit Acrylat. Kein Vortrocknen notwendig.

Stärke	Menge	Art. Nr. ø 120 mm	Art. Nr. ø 125 mm
0.5 mm	20 Stück	581-012-048	581-012-048-125RD
0,5 mm	100 Stück	581-012-151	581-012-151-125RD
0,6 mm	20 Stück	581-012-045	581-012-045-125RD
0,0111111	100 Stück	581-012-152	581-012-152-125RD
0,8 mm	20 Stück	581-012-049	581-012-049-125RD
	100 Stück	581-012-153	581-012-153-125RD
1.0 mm	20 Stück	581-012-300	581-012-300-125RD
1,011111	100 Stück	581-012-307	581-012-307-125RD
1.5 mm	10 Stück	581-012-301	581-012-301-125RD
1,011111	50 Stück	581-012-308	581-012-308-125RD
2,0 mm	10 Stück	581-012-302	581-012-302-125RD
2,011111	50 Stück	581-012-309	581-012-309-125RD
3,0 mm	10 Stück	581-012-303	581-012-303-125RD
	50 Stück	581-012-310	581-012-310-125RD
4,0 mm	10 Stück	581-012-304	581-012-304-125RD
	50 Stück	581-012-311	581-012-311-125RD
5,0 mm	10 Stück	581-012-305	581-012-305-125RD
5,0 IIIIII	50 Stück	581-012-312	581-012-312-125RD









Folidur Align

Zur Herstellung von Korrekturschienen, Clear Alignern und Retainern.

Vorteile:

Farbe:

transparent

- Hochtransparent
- · Zähelastisch-hart
- · Formstabil und bruchfest

Material:

Eine hochtransparente zähelastisch-harte Folie, die sehr formstabil und bruchfest ist.

Stärke	Menge	Art.Nr. ø120 mm	Art. Nr. ø 125 mm
0.6 mm	20 Stück	581-012-250	581-012-220
0,0111111	100 Stück	581-012-255	581-012-225
0.8 mm	20 Stück	581-012-260	581-012-230
0,611111	100 Stück	581-012-265	581-012-235
1.0 mm	20 Stück	581-012-270	581-012-240
1,0 mm	100 Stück	581-012-275	581-012-245





Foliflex

Zur Herstellung von Sportmundschutz, Bracketübertragungsschienen, Positionern, Modelldublierungen und sonstigen weichen Schienen.

Vorteile:

Farbe:

• Weich, gummiartig

transparent

· Verschweißbar durch Wärme

EVA Ethyl-Vinyl-Acetat. Eine weiche, gummiartige Folie, die sich durch Wärme verschweißen lässt. Verbindet sich nicht mit Acrylat.

Stärke	Menge	Art. Nr. ø 120 mm	Art. Nr. ø 125 mm
1.0 mm	20 Stück	581-012-050	581-012-050-125RD
1,0 111111	100 Stück	581-012-128	581-012-128-125RD
1.5 mm	10 Stück	581-012-051	581-012-051-125RD
1,0111111111111111111111111111111111111	50 Stück	581-012-129	581-012-129-125RD
2.0 mm	10 Stück	581-012-052	581-012-052-125RD
2,0111111	50 Stück	581-012-130	581-012-130-125RD
3.0 mm	10 Stück	581-012-054	581-012-054-125RD
3,0111111	50 Stück	581-012-131	581-012-131-125RD
4.0 mm	10 Stück	581-012-055	581-012-055-125RD
4,0 111111	50 Stück	581-012-132	581-012-132-125RD
E 0 mm	10 Stück	581-012-056	581-012-056-125RD
5,0 mm	50 Stück	581-012-133	581-012-133-125RD





Foliflex bleach

Zur Herstellung von Bleachingschienen, Fluoridierungsschienen und Medikamententrägern.

Vorteile:

Farbe:

- Weich, gummiartig
- · Verschweißbar durch Wärme
- transparent

Material

EVA Ethyl-Vinyl-Acetat Eine weiche, gummiartige Folie, die sich durch Wärme verschweißen lässt. Verbindet sich nicht mit Acrylat.

Stärke	Menge	Art. Nr. ø 120 mm	Art. Nr. ø 125 mm
1.0 mm	20 Stück	581-012-053	581-012-053-125RD
1,0 mm	100 Stück	581-012-126	581-012-126-125RD





Folilen

Zur Herstellung von Bleaching-Tray, Medikamententräger, Gussformteile, Matrizen für Provisorien, Transfer-Schiene und Zahnfleischverband.

Vorteile:

Farbe:

- · Weich und elastisch
- transparent
- Rückstandslos verbrennbar

Material

PE Polyethylen. Weiche, elastische Folie, rückstandslos verbrennbar. Verbindet sich nicht mit Acrylat.

Stärke	Menge	Art. Nr. ø 120 mm	Art. Nr. ø 125 mm
0.E.m.m	20 Stück	581-012-016	581-012-050-125RD
0,5 mm	100 Stück	581-012-165	581-012-128-125RD
0.6 mm	20 Stück	581-012-017	581-012-051-125RD
0,0111111	100 Stück	581-012-166	581-012-129-125RD
0.7 mm	20 Stück	581-012-018	581-012-052-125RD
0,7 111111	100 Stück	581-012-167	581-012-130-125RD
1.0 mm	20 Stück	581-012-019	581-012-054-125RD
1,0 mm	100 Stück	581-012-168	581-012-131-125RD
1,5 mm	10 Stück	581-012-059	581-012-055-125RD
	50 Stück	581-012-169	581-012-132-125RD











Snap on

Geeignet für Provisorien, zur Stabilisierung und als einfache kosmetische Schienen zum Aufstecken auf die eigene Zahnreihe.

Vorteile:

- Zahnfarben
- Einfache Schiene

Farbe:

Farben A-1 und OM-1 erhältlich

Material:

PETG Coplyester

Farbe A-1	Stärke	Menge	Art. Nr. ø 120 mm	Art. Nr. ø 125 mm
	0.6 mm	20 Stück	581-012-100	581-012-100-125RD
	0,0 111111	100 Stück	581-012-112	581-012-112-125RD
	1.0 mm	20 Stück	581-012-101	581-012-101-125RD
	1,0 111111	100 Stück	581-012-113	581-012-113-125RD
Farbe OM-1	Stärke	Menge	Art. Nr. ø120 mm	Art. Nr. ø 125 mm
Farbe OM-1		Menge 20 Stück	Art. Nr. ø 120 mm 581-012-105	Art. Nr. ø 125 mm 581-012-105-125RD
Farbe OM-1	Stärke 0,6 mm	,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Farbe OM-1		20 Stück	581-012-105	581-012-105-125RD

Wir sind für Sie da

Zögern Sie nicht uns anzusprechen. Ob mit Beratungen zu unseren Produkten, Technischem Support, Schulungen oder individuellen Angeboten für Ihr Unternehmen – mit unserem umfangreichen Dienstleistungs- und Servicekonzept helfen wir Ihnen gerne weiter.

TELEFON +49 2267 6580 0 EMAIL picodent@picodent.de ONLINESHOP www.picodent.de



Zwei starke Marken – zwei starke Partner



Hervorragender Support mit persönlicher Beratung



Weiterbildung und Schulung für Ihre Mitarbeiter



Neue frische Ideen und innovative Produkte



Neuheiten immer zeitnah auf www.picodent.de





Zubehör



Füllgranulat

Bleifreies Füllmittel zum Einbetten von Modellen. Für alle Tiefziehgeräte geeignet. Magnetisch.

Vorteile:

Farbe:

Bleifrei

Edelstahl

- Für alle Tiefziehgeräte geeignet
- Magnetisch

Material:

V2A-Edelstahl

Menge	Art. Nr.
1 kg	581-004-028

Granulatabdeckschablone

Zum Abdecken des Füllgranulats beim Tiefziehen.

OK und UK Schablonen in je 2 verschiedenen Größen (8 Stück), zum Abdecken des Füllgranulats beim Tiefziehen. Somit wird ein Anhaften des Granulats an der Tiefziehfolie verhindert.

Menge	Art. Nr.
4 x 2 Stück OK/UK	581-004-035



Ausblockwachs

Für die Tiefziehtechnik.

Vorteile:

Farbe:

• Kann nach Anwendung einfach mit kochendem Wasser entfernt werden weiß

Wachs

Menge	Art. Nr.
110 g	581-004-011



Wachsdraht

Zum Ausblocken und Abdecken bei KFO Arbeiten.

Vorteile:

• Kann rückstandslos abgebrüht werden
• Verfärbt das Modell nicht transparent

Material:

Wachs

Stärke	Menge	Art.Nr.
3,5 mm	250 g	02-2030TR
4,0 mm	250 g	02-2040TR







 ♦ Lüdenscheider Str. 24-26 | 51688 Wipperfürth
 ☑ picodent@picodent.de

□ www.picodent.de

□ www.picodent-digital.de

\$\ +49 2267 6580 0 | \ \equiv +49 2267 6580 30

☞ 🕝 🗇 Folgen Sie uns