

picodent[®] Produkt-Highlights zur IDS 2023



Produkt-Highlights – das Beste aus drei Bereichen

Wir haben für Sie eine exklusive Auswahl innovativer, neuer Produkte und unserer bewährten Klassiker vorbereitet, die perfekt aufeinander abgestimmt sind. Entdecken Sie eine einzigartige Kombination, die Ihnen das Beste aus den drei Produktbereichen Classic, Tiefziehtechnik und Digital bietet!



pico-twister



Dosier- und Mischgerät für 1:1 Dubliersilikone mit modernster Technik

Der **pico-twister** ist ein Misch- und Dosiergerät für alle dünnfließenden 1:1 Dubliersilikone mit modernster Technik. Das Gerät fördert, dosiert und mischt die Silikone vollautomatisch und stellt per Knopfdruck exakt die gewünschten Materialmengen zur Verfügung. Schnellkuppungen erlauben den Anschluss aller originalen Verpackungseinheiten (2 x 1 kg und 2 x 5 kg) sowie die optional erhältlichen, klar-transparenten Materialreservoirs.

Weitere mögliche Varianten und Zubehör:

- Komplett inkl. Materialreservoir 1.990,- €
- Komplett inkl. Verbindungsschläuche und Auflagegestell für 5 kg Kanister 1.950,- €

Sonderaktion IDS 2023:

Zu der Bestellung von einem **pico-twister** erhalten Sie **10 kg eco-sil* gratis** als Naturalrabatt dazu!

*(Shorehärte nach Wahl)

pico-twister	IDS 2023	Ihr Messepreis
		1.899,- €

Komplett inkl. 2 Flaschenadapter für 1 kg Flaschen (eco-sil) + 100 Mischkanülen

eco-line



Additionsvernetzende Dubliersilikone

Vier Additionsvernetzende Dubliersilikone in den Qualitäten **soft, classic, speed und extrahart** bilden zusammen die eco-line – ein Sortiment, in dem jeder seinen Favoriten findet.

eco-sil soft – Shorehärte: 18

eco-sil – Shorehärte: 22

eco-sil speed – Shorehärte: 22

eco-sil extrahart – Shorehärte: 32

Erhältlich in den Einheiten:

2 x 1 kg Flasche je Komponente A und B (2 kg)

2 x 5 kg Kanister je Komponente A und B (10 kg)

VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- ✓ Sehr dünnfließend
- ✓ Hohe Reißfestigkeit
- ✓ Extrem zeichnungsscharf
- ✓ Für alle Dublierungen geeignet

2 x 5 kg je A + B Alle Produkte der eco-line	IDS 2023	Ihr Messepreis
		253,- €

2 x 1 kg je A + B Alle Produkte der eco-line	IDS 2023	Ihr Messepreis
		59,- €

pico pattern



Selbsthärtender, universeller Modellierkunststoff

VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- ✓ Einfache Verarbeitung mit Pinselmethode
- ✓ Sehr feines Pulver – weniger Monomer notwendig
- ✓ Hohe Festigkeit – sehr gut beschleifbar
- ✓ Hohe Präzision durch geringe Schrumpfung
- ✓ Verbrennt rückstandslos
- ✓ Farben: Rot und Dentin

NEU: Farbe DENTIN

Selbsthärtender, universeller Modellierkunststoff für die Modellation von Teleskop- und Konuskronen, die Herstellung von Kunststoffstümpfen u.v.m.

Im Set enthalten:

- 100 g Pulver
- 100 ml Liquid
- 1 x pico-pattern Pinsel
- 2 x Mischbecher 5 ml
- Verarbeitungstipps
- 1 x Metallständer gratis dazu

pico-pattern Set	IDS 2023	Ihr Messepreis
		75,- €



classic-Produkte

Gebrauchsfertige Abformdesinfektion

VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- ✓ Für alle Abformmaterialien geeignet
- ✓ Kurze Einwirkzeiten
- ✓ Aldehydfrei mit großem Wirkungsspektrum
- ✓ Exzellente Materialverträglichkeit
- ✓ Sparsam im Verbrauch
- ✓ Gebrauchsfertige Lösung
- ✓ Dauerhaft günstig

Mit **picosept rapid** erhalten Sie eine hervorragende, gebrauchsfertige Desinfektionslösung, die mit einem breitem Wirkungsspektrum, sehr guter Materialverträglichkeit und hoher Ergiebigkeit glänzen kann.

Ausgezeichnet für wasserhaltige Abformmaterialien wie Alginat- und Hydrokolloide geeignet.

picosept rapid

Kanister 5.000 ml

IDS 2023

Ihr Messepreis

43,- €

picosept rapid



Sonderaktion IDS 2023:

Bestellen Sie jetzt das Messepaket picosept rapid und Sie erhalten:

- 5.000 ml Kanister picosept rapid
- picodent® Timer
- picodent® Tauchwanne



Messepaket
picosept rapid

IDS 2023

Ihr Messepreis

79,- €

Tauchwanne zur Desinfektion von Abformmaterialien

picodent® Tauchwanne mit Sieb und Deckel. Die Tauchwanne hat ein Fassungsvermögen von bis zu 3 Litern. Das ist die perfekte Größe für die Desinfektion von Abformungen und kleinen Instrumenten.

picodent® Tauchwanne

IDS 2023

Ihr Messepreis

49,- €

picodent® Tauchwanne



Tiefziehtechnik

Lichthärtendes Ausblockmaterial

VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- ✓ Einfaches Auftragen direkt aus der Spritze
- ✓ Sehr Sparsam im Verbrauch
- ✓ Schnelle Verarbeitung
- ✓ Farbe: Rot

Im Set enthalten:

- 3 x 3 g in lichtgeschützten Schiebespritzen
- 12 x Dosierspitzen

picobloc gel ist ein lichthärtendes Ausblockmaterial für punktgenaues Ausblocken von Modellen und Sägeschnitten. Ausblocken zum Tiefziehen von Bleachingschienen und Verschließen von Sägeschnitten.

picobloc gel

Set 3 x 3 g

IDS 2023

Ihr Messepreis

49,- €

picobloc gel





Folidur Align



Zur Herstellung von Korrekturschienen, Clear Alignern und Retainern

MATERIAL:

Eine hochtransparente zähelastisch-harte Folie, die sehr formstabil und bruchfest ist.

VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- ✓ Hochtransparent
- ✓ Zähelastisch-hart
- ✓ Formstabil und bruchfest
- ✓ Farbe: transparent

Folidur Align
20 Stück ab



Ihr Messepreis
23,- €

Weitere Größen und Verpackungseinheiten:

0,6 mm Ø 120/125 mm:	20 Stück 23,00 € 100 Stück 104,00 €
0,8 mm Ø 120/125 mm:	20 Stück 28,10 € 100 Stück 126,70 €
1,0 mm Ø 120/125 mm:	20 Stück 30,50 € 100 Stück 137,40 €

Folidur N



Zur Herstellung von Aufbiss-, Knirscher-, Stabilisierungs-, Drum- und Miniplastschienen, Verbandsplatten, Retainer und Clear Aligners

MATERIAL:

PETG Copolyester Eine hartelastische Folie, die sehr zähhart ist und sich dennoch gut tiefziehen lässt. Verbindet sich mit Acrylat. Kein Vortrocknen notwendig.

VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- ✓ Hartelastisch
- ✓ Lässt sich gut tiefziehen
- ✓ Kein Vortrocknen notwendig
- ✓ Farbe: transparent

Folidur N
20 Stück ab



Ihr Messepreis
16,20 €

Weitere Größen und Verpackungseinheiten:

0,5 mm Ø 120/125 mm:	20 Stück 16,20 € 100 Stück 64,10 €
0,6 mm Ø 120/125 mm:	20 Stück 18,80 € 100 Stück 72,90 €
0,8 mm Ø 120/125 mm:	20 Stück 25,50 € 100 Stück 94,40 €
1,0 mm Ø 120/125 mm:	20 Stück 29,20 € 100 Stück 116,30 €
1,5 mm Ø 120/125 mm:	10 Stück 20,00 € 50 Stück 79,50 €
2,0 mm Ø 120/125 mm:	10 Stück 25,50 € 50 Stück 102,10 €
3,0 mm Ø 120/125 mm:	10 Stück 36,70 € 50 Stück 145,60 €
4,0 mm Ø 120/125 mm:	10 Stück 44,00 € 50 Stück 174,70 €
5,0 mm Ø 120/125 mm:	10 Stück 71,70 € 50 Stück 227,20 €

Combioloc Plus



Zur Herstellung komfortabler Miniplast- und Aufbisschienen

MATERIAL:

Hart: PET-G Polyethylenterephthalat
Weich: TPU Thermoplastisches Polyurethan

Hart/weiche Doppelschichtplatte. Harte Seite mit Acrylat aufbaubar. Angenehmes Tragen durch weiche flexible Seite.

VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- ✓ Doppelschichtfolie mit hohem Tragekomfort (weich/hart)
- ✓ Im luftundurchlässigen Aluminiumbeutel verpackt
- ✓ Farbe: Klar transparent mit Isolierfolie

Combioloc Plus
20 Stück ab



Ihr Messepreis
63,80 €

Weitere Größen und Verpackungseinheiten:

1,0 mm Ø 120/125 mm:	20 Stück 63,80 € 100 Stück 250,30 € (0,5 mm weich + 0,5 mm hart)
2,0 mm Ø 120/125 mm:	10 Stück 35,30 € 50 Stück 141,10 € (1,0 mm weich + 1,0 mm hart)
3,0 mm Ø 120/125 mm:	10 Stück 41,20 € 50 Stück 168,10 € (1,5 mm weich + 1,5 mm hart)
4,0 mm Ø 120/125 mm:	10 Stück 49,30 € 50 Stück 201,30 € (2,0 mm weich + 2,0 mm hart)
5,0 mm Ø 120/125 mm:	10 Stück 62,20 € 50 Stück 247,00 € (2,5 mm weich + 2,5 mm hart)



Fräswerkstoffe für Provisorien und Schienen

Poly BioStar ML

Ein Multilayer aus mehrschichtigem Acrylpolymer auf der Basis von PMMA. Klasse 2A.

VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- ✓ Für alle Provisorienarten geeignet
- ✓ 5 aufeinander polymerisierte Schichten – sehr natürliche ästhetische Wirkung
- ✓ Biokompatibel – medizinisches Polymermaterial
- ✓ Hohe Bruchfestigkeit und Dauerbiegebelastung
- ✓ Gute Poliereigenschaften und Abriebfestigkeit

Splint Memory

Die Schiene zeichnet sich durch ihren außergewöhnlichen Tragekomfort und Flexibilität durch den Thermomemory-Effekt aus. Klasse 2A.

VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- ✓ Für alle Schienenarten geeignet
- ✓ Erstklassiger Tragekomfort
- ✓ Besondere Flexibilität
- ✓ Keine Verfärbung oder Vergilbung
- ✓ Langlebiges Material
- ✓ Sehr hohe Biokompatibilität

Poly BioStar ML Stück ab	IDS 2023	Ihr Messepreis 52,50 €
------------------------------------	-----------------	----------------------------------

Poly BioStar ML, H 16 mm (A1, A2, A3, A3,5, B3, C2): Stk. **52,50 €**
Poly BioStar ML, H 20 mm (A1, A2, A3, A3,5, B3, C2): Stk. **56,00 €**

Splint Memory Stück ab	IDS 2023	Ihr Messepreis 55,30 €
----------------------------------	-----------------	----------------------------------

Splint Memory, H 16 mm: Stk. **55,30 €**
Splint Memory, H 20 mm: Stk. **59,50 €**
Splint Memory, H 25 mm: Stk. **62,30 €**

Poly BioStar ML



Farben: A1, A2, A3, A3,5, B3, C2
Höhen: 16 und 20 mm
Durchmesser: 98,5 mm

Splint Memory



Farbe: transparent
Höhen: 16, 20 und 25 mm
Durchmesser: 98,5 mm

Innovative Kunststoffe für den 3D Druck

SilaPrint Lichthärtende Kunststoffe auf (Meth)acrylatbasis, biokompatibel, zur generativen Herstellung von KFO-Basisteilen, Modellen, K&B Gerüsten, Modellgusskonstruktionen, individuellen Abdrucklöffeln, Provisorien, etc.

SilaPrint Lichthärtende Kunststoffe sind optimal auf den Phrozen Sonic XL 4K eingestellt.

Weitere SilaPrint Kunststoffe:

Sila Print setup, SilaPrint gingiva, SilaPrint Cast

SilaPrint model II 1.000 g	IDS 2023	Ihr Messepreis 108,50 €
SilaPrint tray 1.000 g	IDS 2023	Ihr Messepreis 122,50 €
SilaPrint guide 1.000 g	IDS 2023	Ihr Messepreis 218,40 €

SilaPrint



Wer früh bestellt – darf Früh genießen! picodent® „Kölsch-Starter-Set“

5 Liter Früh-Kölsch + 2 picodent® Kölsch-Gläser

GRATIS als zusätzlicher Rabatt bei einer Erstbestellung von mindestens 2 Produkt-Highlights.

Gratis beim Kauf von
2 Produkt-Highlights!



*** MESSEAKTION VOM 20.03. BIS 30.06.23 ***

picodent®
Dental-Produktions- und Vertriebs-GmbH
Lüdenscheider Str. 24-26
51688 Wipperfürth

+49 2267 6580 0

+49 2267 6580 30

picodent@picodent.de

www.picodent.de

www.picodent-digital.de

