

DaVinci's Majesthetik®-Line



Für die Herstellung von hochpräzisen Kunststoffstümpfen

Majesthetik®-Stumpfix® ist ein einzigartiges Stumpfmateriale aus dem perfekten Zusammenspiel zwischen Licht- und Dualhärtung zur Herstellung von hochpräzisen Kunststoffstümpfen nach Überabformungen von manuell oder CAD/CAM gefertigten EM-, NEM-, ZrO₂-Gerüsten und Frässtümpfen.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Sekundenschnelle Fixierung der Pins
- Zahnfarben für mehr Ästhetik
- Schnell und Rationell
- Hochpräzise, reproduzierbare Ergebnisse



Sie erhalten mehr Informationen
und ein kurzes Anwendungsvideo
unter www.picodent.de/stumpfix




Die ideale Ergänzung zu Majesthetik®-Stumpfix® bietet Ihnen:

Majesthetik®-Retentionspin

Für Kunststoffstümpfe nach Überabformungen

Garantieren den perfekten Halt in Stumpf und Modell. Besonders für schmale Stümpfe bestens geeignet.



Majesthetik®-Gingiimplant

Zahnfleischmaske speziell für die Implantat-Technik

Durch Majesthetik®-Gingiimplant hat der Anwender die Möglichkeit den Zahnfleischverlauf zu rekonstruieren.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Sehr hohe Endhärte (Shorehärte: 70)
- Sehr gut beschleifbar
- Natürliche Farbe
- Hohe Standfestigkeit



Majesthetik®-Gingiva

Zahnfleischmaske zur Herstellung von Kronen und Brücken

Zahnfleischmaske zur Herstellung des marginalen Bereichs von Kronen und Brücken.

Majesthetik®-Gingiva verbindet perfekte Eigenschaften.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Hohe Endhärte (Shorehärte: 62)
- Opake Zahnfleischfarbe
- Starke Reißfestigkeit
- Sehr gute Standfestigkeit



Majesthetik®-Gingiva scan

Zahnfleischmaske speziell für die CAD/CAM-Technik

Zahnfleischmaske speziell für die Anwendung in der CAD/CAM-Technik.

Scan-Version für die puderfreie, digitale 3D-Datenerfassung.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Sehr hohe Endhärte (Shorehärte: 70)
- Sehr gute Standfestigkeit



Majesthetik®-Separator

Trennmittel zum Sprühen oder Pinseln

Für Majesthetik®-Zahnfleischmasken gegen A- oder C-Silikone und zum Isolieren von Polyätherabformungen vor dem Ausgießen mit Polyurethan (z. B. picopoly®) bestens geeignet.



Majesthetik®-Injektor

Für Doppelkartuschen DS 50

Zum Auftragen von Majesthetik®-Gingiimplant, Majesthetik®-Gingiva, Majesthetik®-Gingiva scan und picodent® esthetic-gum in Doppelkartuschen DS 50.



Majesthetik®-Texturpuder

Zur unterstützenden Erkennung anatomischer Strukturen

Konturen und Oberflächenstrukturen der Zähne werden erkennbar. Leicht durch Abdampfen zu entfernen.

Der pastöse Texturpuder wird mit dem Pinsel auf die Kronenoberfläche aufgetragen. Einfache Handhabung – leicht zu entfernen.



Majesthetik®-Modellbalsam

Für repräsentative Modelle

Durch Auftragen von Majesthetik®-Modellbalsam erhält das Gipsmodell einen Seidenglanz.



Majesthetik®-Laseal

Lichthärtende Gipslasur

Zum Härten und Versiegeln von Gipsstümpfen.



Majesthetik®-Divi-Fluid-K

Isoliermittel Gips / Keramik

Spezialisolierung für den Keramikbereich.
Sehr sparsamer Verbrauch, hohe
Trennwirkung.



Tageskurs: Das Modell

Die Visitenkarte des Labors



Rund um die Majesthetik®-Produkte bietet picodent® gemeinsam mit dem DaVinci-Team aus Meckenheim den Modellherstellungskurs „Das Modell – die Visitenkarte des Labors“ an.

Dieser Modellherstellungskurs ist als Basiskurs und für eine Auffrischung der vorhandenen Kenntnisse hervorragend geeignet. Besonderes Augenmerk wird auf die Präzision bei der Modellherstellung gelegt, da sie die wichtigste Grundlage für moderne Zahntechnik bildet.

In diesem Modellherstellungskurs erfahren Sie, in klaren Arbeitsschritten, wie Sie ein perfektes Modell erstellen und als Visitenkarte Ihres Labors präsentieren.

Kursinhalte:

- Werkstoffkunde Gips
- Tipps für eine effektivere Modellherstellung
- Vorbehandlung von Abformmaterialien
- Erläuterung verschiedener Modellsysteme
- Was ist beim Einartikulieren zu beachten?
- ArtOral Modellsystem, Zahnkränze vorbereiten, Pins setzen, isolieren und sockeln
- Herstellen einer Zahnfleischmaske



Für mehr Informationen zu dem Tageskurs besuchen Sie
unsere Website unter www.picodent.de/kurse/das-modell



picodent®
Dental-Produktions- und Vertriebs-GmbH
Lüdenscheider Str. 24-26
51688 Wipperfürth

Telefon +49 2267 6580-0
Fax +49 2267 6580-30
Internet www.picodent.de
E-Mail picodent@picodent.de

