

# WIR GEBEN IHNEN DIE RICHTIGE WÜRZE

Die Grillsaison ist eröffnet:  
Zu Ihrer nächsten **picodent**<sup>®</sup>  
**Strahl- und Poliermittel**-Bestellung  
erhalten Sie zusätzlich ein  
Barbecue-Gewürzset.\*

## Sommer-Aktion

Gültig vom 01. Juli bis 30. September 2019



# Strahl- und Poliermittel

Für reine, glatte Oberflächen!

## pico-edelkorund

Feinstrahlmittel für Modellguss und Aufbrennlegierungen

- ✓ mind. 99,8 % Aluminiumoxid
- ✓ eisen- und quarzfrei
- ✓ hohe Härte, bleibt scharfkantig (trägt Einbettmasse schnell ab)
- ✓ gesundheitlich ungefährlich (keine Silikosegefahr)

## pico-glanzstrahlperlen

Zum Reinigen und Glätten von Edelmetalllegierungen

- ✓ Siliziumoxid, superfein
- ✓ erzeugt gleichmäßigen Seidenglanz
- ✓ schonend bei empfindlichen Oberflächen
- ✓ verdichtet Metalloberflächen

## pico-bimssteinpulver

Zum Polieren und Bearbeiten von Kunststoffprothesen

- ✓ eisen- und quarzfrei
- ✓ hautfreundlich, geruchsneutral
- ✓ gesundheitlich ungefährlich (keine Silikosegefahr)

## pico-strahlresin

Speziell zum Polieren von Kunststoffprothesen


Mit pico-strahlresin wird die gleiche Poliertechnik angewendet wie beim Arbeiten mit Bimssteinpulver

- ✓ einzigartige kristalline Struktur
- ✓ schonend, aber enorm abrasiv
- ✓ glättend und höhere Standzeit (30%)
- ✓ bakterienhemmend und geruchsneutral

## pico-bims-clean

Gebrauchsfertige Anmischflüssigkeit für Bimssteinpulver und pico-strahlresin

- ✓ hohe bakterizide und fungizide Wirkung
- ✓ verhindert wirksam unangenehme Gerüche
- ✓ verzögert dauerhaft die Austrocknung des Poliermittels
- ✓ sehr gute Materialverträglichkeit



## Strahl- und Poliermittel in praktischen Dosiertüten - Anwendung



Einfach Dosiertüte an einer der oberen Ecken aufschneiden...



...und Sie erhalten einen praktischen Ausgießer zum leichten Befüllen des Strahlmittel tanks Ihres Gerätes.



Anschließend die Tüte mit Clipverschluss sicher verschließen. Die Dosiertüten sind innen PE-beschichtet. So bleibt Ihr Strahlmittel vor Feuchtigkeit und Verunreinigungen geschützt.

# picodent® SOMMER-AKTION ab 100,- € Auftragswert

## BBQ TRIO GEWÜRZSET:

- 1 **BBQ Steak Grinder** | die Gewürzmühle für beste Steaks
- 1 **Honey Mustard** | handmade Honig-Senf mit Curry und Chilli Essenzen
- 1 **Roasted Garlic Grinder** | die praktische Knoblauch-Gewürzmühle

\*Bestellen Sie picodent® Strahl- und Poliermittel und Sie erhalten bei einem Auftragswert ab 100,- € ein leckeres BBQ-Gewürzset dazu!

Aktion ist gültig vom 01. Juli bis 30. September 2019.



## FAXANTWORT +49 2267 6580 30



## BESTELLUNG

Bestellen Sie gleich hier und jetzt zu unseren Aktionspreisen.  
Bitte tragen Sie die gewünschte Menge in die dafür vorgesehenen Felder ein.

### pico-edelkorund

Aluminiumoxid, mind. 99,8 %, reinweiß  
Feinstrahlmittel für Modellguss und Aufbrennlegierungen

5 kg: 20,70 €	50 µ: _____	110 µ: _____	250 µ: _____
4 x 5 kg (20 kg): 59,10 €	50 µ: _____	110 µ: _____	250 µ: _____

### pico-glanzstrahlperlen

Siliziumoxid, superfein, zum Reinigen und Glätten von Edelmetalllegierungen

5 kg: 18,40 €	50 µ: _____	125 µ: _____
4 x 5 kg (20 kg): 47,90 €	50 µ: _____	125 µ: _____

### pico-bimssteinpulver

Zum Polieren und Bearbeiten von Kunststoffprothesen

5 kg: 14,10 €	fein: _____	mittel: _____	grob: _____
4 x 5 kg (20 kg): 38,80 €	fein: _____	mittel: _____	grob: _____

### pico-strahlresin

Speziell zum Polieren von Kunststoffprothesen – Mit pico-strahlresin wird die gleiche Poliertechnik angewendet wie beim Arbeiten mit Bimssteinpulver

2 kg: 18,00 €	Menge: _____
4 x 2 kg (8 kg): 64,70 €	Menge: _____
10 kg: 67,90 €	Menge: _____

### pico-bims-clean

Gebrauchsfertige Anmischflüssigkeit für Bimssteinpulver und pico-strahlresin

1.000 ml: 8,80 €	Menge: _____
5.000 ml: 33,50 €	Menge: _____

Unterschrift \_\_\_\_\_

Name des Bestellers \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

Laborstempel



[www.picodent.de](http://www.picodent.de)

**picodent®**  
Dental-Produktions- und Vertriebs-GmbH

Lüdenscheider Str. 24-26  
51688 Wipperfürth

 +49 2267 6580 0  
 +49 2267 6580 30  
 [picodent@picodent.de](mailto:picodent@picodent.de)  
 [www.picodent.de](http://www.picodent.de)

