

Neuer Name. Bewährte Qualität.

Aus SilaPrint model II wird **pico-print model2**

Wir führen den bekannten lichthärtenden Druckkunststoff SilaPrint model II für dentale Arbeitsmodelle ab sofort unter unserer picodent® Eigenmarke **pico-print model2**.

Für Sie bleibt alles wie gewohnt: gleiche Produkteigenschaften, gleiche Verarbeitung und die gewohnt hohe Qualität.



Was bleibt?

Produkteigenschaften, Verarbeitung, Qualität und die Ergebnisse bleiben unverändert.



Was ändert sich?

Name und Etikett ändern sich:
Aus **SilaPrint model II** wird **pico-print model2**.



Technische Eigenschaften & Einsatzbereich:

- Lichthärtender Kunststoff für dentale Arbeitsmodelle
- Geeignet für 385-nm und 405-nm LED-basierte Stereolithografie-Verfahren
- Für den Einsatz in digitalen zahntechnischen Workflows
- Zur Nachhärtung eignet sich der Otoflash G171, der auf den Produktionsprozess abgestimmt ist.

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie noch weitere Informationen?

Wir freuen uns auf Ihren Kontakt!
Unser Außendienst berät Sie auch gerne persönlich vor Ort.



Sie kennen pico-print model2 noch nicht?

Hier finden Sie unseren bewährten Druckkunststoff im picodent® online-shop. Lernen Sie ihn jetzt kennen und überzeugen Sie sich selbst von der seiner Qualität.

☎ +49 2267 6580 0

✉ picodent@picodent.de

🌐 www.picodent-digital.de

picodent[®]
Dental-Produktions- und Vertriebs-GmbH

Lüdenscheider Str. 24-26
51688 Wipperfürth

☎ +49 2267 6580 0

✉ digital@picodent.de

💻 www.picodent-digital.de

📘 www.facebook.com/picodent.gmbh

📷 www.instagram.com/picodent_de

